

FAUSTINA®

BRUGERVEJLEDNING | HJEMMEBRUG 3IN1 IPL-ENHED

Modeller: HR_AC_SR | HR_2SR | HR_AC_2SR | 3SR



Hårfjerning | Aknebehandling | Hudforyngelse *


* Bemærk, at lamperne kan variere afhængigt af den købte model

LABOTEST



Velkommen til din nye FAUSTINA[®] IPL

Bemærk, at 1 lampe allerede er fastgjort til hovedenheden.
Du kan kontrollere hver lampes funktion på bagsiden.



1x Hårfjerning


1x Aknebehandling

1x Hudforyngelse

Ekstra lamper kan købes enkeltvis og installeres på enheden, hvis du er løbet tør for blink eller ikke har fået alle funktionerne med din model.

LaboTest Ltd. sælger 4 forskellige FAUSTINA® IPL modeller.

Tjek hvilken der er din



Indholdsfortegnelse

Forord	1 - 2
Produktmeddelelse	3 - 4
Produktinformation	4 - 6
Advarsler	7 - 8
Advarsler	9 - 10
Sådan bruges FAUSTINA IPL	11 - 13
Automatisk og manuel tilstand	14
Hudfølsomhedstest	15
Energiindstillinger	15
Driftsprocedure	16 - 22
Ofte stillede spørgsmål inden du bruger enheden	23 - 32
Ofte stillede spørgsmål efter brug af enheden	33 - 37
Garanti	39 - 40
Serviceoplysninger	41 - 42

Forord

Tak fordi du valgte FAUSTINA (multifunktionel) IPL-skønhedsenhed fra LaboTest.

Denne enhed bruger E-IPL-teknologi (fracfiltrerer skadelige og invalide lysblink for at opretholde effektive skud for alle funktionerne), og du kan opnå hårfjerning, hudforyngelse og aknebehandling ved at skifte til den passende funktionslampe. Dette produkt er bygget med hensyn til effektive, moderne, sundhedsmæssige og højteknologiske specifikationer. Forbered dig på, at FAUSTINA IPL er begyndelsen for din helt egen private skønhedsklinik.

Se og læs denne brugervejledning meget omhyggeligt, inden du bruger enheden, og gem manualen til fremtidige behov.

Hvis du har problemer med din enhed, er du velkommen til at kontakte os på www.labotest.co.uk

Produktmeddelelse

Denne brugervejledning vil guide dig gennem brugen af din FAUSTINA IPL-enhed.

- Producenten af dette produkt følger strategier for bæredygtig udvikling. Dette betyder, at de bevarer retten til ikke at give kunderne besked, når de ændrer produktfunktion, interface og udseende.
- Hvis der er en forskel mellem beskrivelsen og det faktiske produkt på grund af en opgradering, henvises til det faktiske produkt.
- Brug enheden i henhold til de korrekte operationelle trin og behandlingsindstillinger.

Produktinformation:

Indeholder:


Hovedenhed x1, lampe x3, UV-briller x1, adapter 1x,
1x Brugermanual




Hovedenhed x1
Lampe x3



Briller x1



Adapter x1



Brugermanual x1


Funktioner

Funktion 1 - Hårfjerning


Funktion 2 - Hudforyngelse

Funktion 3 - Aknebehandling


Figur 1: Lamper



HR (hårfjerning)



SR(hudforyngelse)



AC
(Aknebehandling)

Parametre

Input: 36W

Spænding: 100V - 240V


Nominelt frekvensområde: 50Hz / 60Hz

Opbevaringstemperatur: 0 ° C - 45 ° C

Arbejdstemperatur: 5 ° C - 35 ° C

Arbejdsfugtighed: 25% - 75%

Produktstruktur: (figur 2)



Advarsel

Læs disse grundigt igennem

ANVEND IKKE hvis du er under 18 år.

Virkningen af at bruge systemet i denne aldersgruppe er ukendt.



ANVEND IKKE hvis huden i det område, du ønsker at behandle, er solbrunt eller solbrændt. Brug af enheden på solbrun eller brændt hud kan resultere i midlertidig (eller endda permanent) lysning/blegning eller mørkning af huden.



ANVEND IKKE hvis du er gravid eller ammer. Hormonelle ændringer forekommer under graviditet og amning og kan øge risikoen for hudskader eller følsomhed.



ANVEND IKKE hvis du har epilepsi, lysinducerede anfald eller migræne. Energiblinkene kan forårsage svær hovedpine og migræne.



ANVEND IKKE på tatoveringer, mørkebrune eller sorte pletter (såsom mørke fregner, sjønhedspletter, jordbærmærker, modermærker eller vorter). Tatoveringer eller mørke pletter kan absorbere for meget lysenergi, som kan få din hud til at svulme op, efterlade midlertidig eller permanent blister eller misfarve din hud. Det kan også forårsage forbrændinger.



ANVEND IKKE HR-lampe på mandligt skæg, da dette kan medføre ujævne resultater. Brug af SR-lampe på synlige hårområder kan forårsage fjernelse af disse hårsække. For at forhindre det må du ikke skyde direkte i det område, hvor håret vokser.



ANVEND IKKE HR-lampe på dit hoved, ører, nakke, brystvorter, kønsorganer eller omkring anus. **ANVENDE IKKE** SR-lampe på dit hoved, brystvorter, kønsorganer eller øjenbryn. Anvendelse i disse områder kan forårsage hævelse af huden, blærer eller midlertidig misfarvning af huden. Vi anbefaler ikke brugen af SR-lampen på halsområdet, da den er meget følsom.

ANVEND IKKE hvis du har aktive hudsygdomme i det område, du skal behandle. Dette inkluderer akne (når man bruger HR- eller SR-lampe), sår, psoriasis, eksem, forbrændinger, herpes, sår eller udslæt. Disse tilstande kan gøre din hud mere følsom over for lysbehandling og kan gøre behandlinger ubehagelige eller forårsage hævelse af huden, blærer eller infektioner. Hvis du føler, at eksisterende hudsygdomme er helet nok til at bruge enheden, skal du først kontakte din læge eller hudlæge.

ANVEND IKKE enheden, hvis du har haft keloid ardannelse, er lysfølsom eller tager medicin, der gør din hud mere lysfølsom, herunder ikke-steroide antiinflammatorisk præparater, f.eks. Aspiriner, Ibuprofen, Centaminophen, Tetracycliner, Fenothiaziner, Thiazid, Diuretika, Sulfonylurinstoffer, Hydroxysyrer (AHAS), Beta-Hydroxysyrer (BHAS), Retin-A, Accutan og / eller typiske retinoider (A-vitaminer).

ANVEND IKKE hvis du har en sygdom relateret til lysfølsomhed, såsom porfyri, polymorf lysudbrud, sol urticaria, lupus osv. Disse tilstande gør din hud mere følsom over for lysbehandling og kan gøre behandlingen ubehagelig eller forårsage hævelse af huden, blærer, eller infektioner.

INDTAG IKKE følgende medicin, hvis du vil fortsætte med IPL-behandlinger: Accutane, Roaccutane, Retin A, B-vitamin eller AHA inden for de sidste 6 måneder.

Advarsler

Læs disse grundigt igennem

Du kan ikke tænde enheden, hvis der ikke er tilsluttet nogen lampe. Afbryd først enheden fra adapteren for at udskifte lampen. For at forhindre overophedning, må du ikke tildække ventilationshullerne under anvendelse af enheden



Når du bruger hårfjerningslampen, skal du altid barbere det område, du skal behandle.

Vi anbefaler, at du bruger de UV-beskyttelsesbriller, der følger med i din pakke, mens du gennemgår behandlingen. Se ikke direkte i lyset eller blink over længere tid.



Bortskafne lamper kan ikke genbruges. Du skal håndtere skrottede lamper i henhold til din lokale affaldssortering.



Inden du gennemgår behandlingen, skal du rengøre din hud og sørge for at den er tør. Anvend ikke kosmetik, da visse kemikalier kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt eller ikke fungerer som beregnet.



Juster energiniveauet fra lav til høj. Jo højere energiniveau, jo bedre bliver dine resultater. Efter din behandling er det normalt at opleve rødme. I disse tilfælde anbefales det, at du anvender en ispose på de berørte områder.



Brug en hudfugtighedscreme og solbeskyttelsesmiddel efter fototerapibehandlinger.

Når behandlingen er afsluttet, og du har slukket for din enhed, skal du bruge en våd vatpind eller klud til at rengøre behandlingsvinduet. Dette kan forhindre hår i at hærde på lampens overflade, hvilket efterfølgende påvirker energien ved hvert skud.

Brug kun en blød, tør klud eller mikrofiberklud til at rengøre enhedens yderside. Du kan også bruge en alkoholfri aftørring eller en våd klud.



Sørg for, at enhedens system, tilbehør og lampe(r) ikke kommer i kontakt med vand eller fugt.

Opbevar enheden og dens tilbehør i et tørt og ikke for varmt og opbevar utilgængeligt for børn.

Stik ikke metalinstrumenter eller andre former for genstande i varmeemissionshullerne. Dette udgør en risiko for elektrisk stød.



Hvis din enhed på nogen måde bliver gennemblødt af vand, skal du sende den tilbage til producenten til undersøgelse, hvor det afgøres om enheden kan repareres. Hvis systemet er tændt, når det bliver vådt, skal du straks AFKOBLE systemet, før du berører enheden for din egen sikkerheds skyld.

Forsøg IKKE at adskille og reparere enheden selv.

Hvis enheden ikke fungerer normalt, skal du returnere enheden samt tilbehør til producenten, hvor kvalificeret personale vil undersøge den for dig.



Sådan bruges FAUSTINA IPL

det er så simpelt - du vil elske det.

- 1** Rengør patronens lysudgangsvindue med en fugtig klud eller vatpind. Dette gøres for at fjerne hår og støv fra behandlingsvinduet.



- 2** Hold lampen på begge sider som vist nedenfor, og indsæt eller træk den derefter ud i en lige bevægelse.



- 3** Tilslut netledningen til enheden



- 4** Anbring enheden på et bord eller et område i nærheden af en stikkontakt. Flyt væsker væk fra området.


- 5** Sørg for, at lampen er installeret korrekt, inden du tænder den.



- 6** Efter tilslutning af ledning til en stikkontakt begynder statusindikatoren at blinke langsomt.



- 7** Tryk på tænd / sluk-knappen i over 2 sekunder for at tænde enheden. Når du har tændt den, vil du høre fanen og se LCD-displayet tænde. Lampetypen, de resterende skud, energiniveauet, termometerikonet og ventilatorikonet vises på LCD-displayet. Statusindikatorerne vil fortsætte med at blinke, hvilket betyder, at enheden klargøres til brug. Når den er klar, slukkes indikatoren. Når behandlingsvinduet kommer i hudkontakt, bliver indikatoren blå, hvilket betyder, at enheden er klar til at udsende lysblink.



- Tryk på tænd / sluk-knappen for at justere energiniveauet fra lav til høj: Niveau 1 er det laveste, og niveau 5 er det højeste
- Sørg for, at behandlingsvinduet placeres tæt mod din hud. Statusindikatoren lyser, når behandlingsvinduet er placeret korrekt på et passende område.



Bemærk: Enheden slukker automatisk efter 5 minutter uden aktivitet.

Automatisk og manuel tilstand

FAUSTINA IPL-enheden har to tilstande: automatisk og manuel.

Manuel er standardtilstand.

Sådan aktiveres den automatiske tilstand:

- Tryk på flash-knappen i et par sekunder.



- Når denne tilstand er aktiveret, begynder funktionsikonet i brugeroverfladen/skærmen at blinke.

Afhængig af tilstanden (HR / SR / AC)



- Du kan nu begynde at glide lampevinduet over det område, du vil behandle, og enheden blinker automatisk.

Denne tilstand er især nyttig til knæ, ben og lår.



- Hvis du ønsker at vende tilbage til manuel tilstand, skal du trykke på flashknappen for at afslutte den automatiske tilstand.



Tryk på optageknappen i et par sekunder.

Hudfølsomhedstest

Hvis du bruger IPL for første gang

Hvis du bruger systemet første gang eller på et nyt område på din krop, skal du vælge et lille område, for at udføre en hudfølsomhedstest. Brug det laveste niveau (1). Følg nedenstående behandlingsinstruktioner, men sørg for kun at udsende 2-3 skud. Efter hudtesten skal du vente i ca. 60 minutter og kontrollere din hud for eventuelle reaktioner. Hvis huden efter 60 minutter ser normal ud, og der ikke er nogen rødme eller anden hudreaktion, er du klar til at udføre en fuld behandling.

Energiindstillinger


Kalibrering blev lettere med et LCD-display

Vælg det passende energiniveau i henhold til din hudtolerance, og øg energiniveauet gradvist fra en til fem. Hvis der ikke er nogen utålelig smerte eller reaktion af nogen art, kan du gradvist øge energiniveauet. Brug ikke enheden på nøjagtig samme del af din hud ved at skyde flere gange. Dette kan medføre overophedning og kan resultere i hævelse af huden, blærer eller midlertidige / permanente ændringer i hudfarven. Efter hver skud flyttes behandlingsvinduet langsomt til en nærliggende hudplet. Inden du vender tilbage til en tidligere behandlet hudplet, skal du vente i mindst 20 sekunder.

Driftsprocedure

Formålet med hver lampe

FAUSTINA IPL - Hårfjerningslampe (Installer HR-lampen)



1. Lampens formål

Til fjernelse af lhår på overlæbe, armhulehår, kropsbehåring og ben, hår de steder der påvirker dit udseende (f.eks. På panden og bikiniområdet).


Effekten er forskellig alt efter hudfarve. Denne enhed er ikke egnet til rødt, gråt / hvidt og hvidblondt hår.

Guider til hud og hår

Hud								
Hår								

2 . Driftsprocedure

1 Barber og rengør det område, du skal behandle.



2 Brug UV-beskyttelsesbriller for at undgå at blive blændet.



3 Find en stikkontakt, og flyt flydende væsker fra området. Sæt adapteren i stikkontakten og ledningen i enheden.

4 Vælg et passende energiniveau
(Se side 13 - 14 - Start fra et lavt niveau)



5 Start behandling på det område, du ønsker at behandle.

Gentag dette trin 2-3 gange. Skyd ikke nøjagtigt det samme sted gentagne gange.



PRO-TIP: For at behandle større områder kan du bruge automatisk tilstand. For at aktivere denne tilstand henvises til side 14. Dette er især nyttigt for knæ, ben og lår.

6 Påfør hærvæksthæmmende creme efter behandling (valgfrit).

7 Sluk enheden, og brug en fugtig klud eller vat-pind til at rengøre behandlingsvinduet.

8 Læg enheden og dens tilbehør tilbage i kassen, og opbevar den et køligt, tørt og sikkert sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra væsker.



3. Behandlingsanbefalinger

7-9 behandlinger


I de første 3 behandlinger skal du foretage en behandling hver uge.

I de følgende 4-9 behandlinger skal du foretage en behandling hver 2-3 uge.

I løbet af vedligeholdelsesperioden skal du foretage en behandling hver anden måned på områder med synlig hårvækst.

FAUSTINA IPL - Hudforyngelseslampe

(Installer SR-lampe)



1. Lampens formål

Til ru og aldrende hud, svag hud, store porer, rynker, manglende elasticitet, udstråling og kapillærudvidelser.

2. Driftsprocedure

- 1 Rengør det område, du skal behandle, og lampens filter med en vatpind.**
- 2 Brug UV-beskyttelsesbriller for at undgå at blive blændet.**
- 3 Vælg et passende energiniveau
(Se side 13 - 14 Start fra et lavt niveau)**
- 4 Anbring behandlingsvinduet godt mod din hud, og behandl forskellige områder undervejs.
Skyd ikke nøjagtigt det samme sted gentagne gange.**
- 5 Start behandlingen. Gentag trin 4 i 2-3 gange.**



6 Påfør fugtighedscreme efter behandling (valgfrit / anbefales)



7 Sluk enheden, og brug en fugtig klud eller vatpind til at rengøre behandlingsvinduet.



8 Læg enheden og dens tilbehør tilbage i kassen, og opbevar den et køligt, tørt og sikkert sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra

3. Behandlingsanbefalinger

8 behandlinger - En behandling hver uge

FAUSTINA IPL - Aaknebehandling

(Installer lampen AC)



1. Lampens formål

Til fedtet hud med papler, impetigo, knopper og cystisk inflammatorisk akne.

2. Driftsprocedure

- 1** Rengør det område, du skal behandle, og lampens filter med en vatpind.



- 2** Hvis der er inflammatorisk akne inden behandlingen, skal du rense de berørte områder med passende produkter.



- 3** Brug UV-beskyttelsesbriller for at undgå at blive blændet.

- 4** Vælg et passende energiniveau
(Se side 13 - 14 Start fra et lavt niveau)



- 5** Placer behandlingsvinduet godt mod din hud. Sørg for, at hvert skudinterval er mindst 20 sekunder.

6 Sluk enheden, når du er færdig. Hold huden ren og påfør fugtighedscreme efter behandling.

7 Brug en fugtig klud eller vatpind til at rengøre behandlingsvinduet.



8 Læg enheden og dens tilbehør tilbage i kassen, og opbevar den et køligt, tørt og sikkert sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra væsker.



3. Behandlingsanbefalinger

10 behandlinger - En behandling hver tredje dag.

FAQs

Ofte stillede spørgsmål inden brug af FAUSTINA IPL

Jeg har aldrig brugt IPL-hårfjerningsbehandlinger. Er det virkelig sikkert?

Nøglepunkter for vores IPLs sikkerhed:

- 1- Barbering på forhånd forhindrer din hud i at blive brændt eller irriteret undervejs. Lyset fra din enhed kan derved målrettet ramme melaninen i dit hår, da melaninen fungerer som leder til hårsækken, der skal rammes.
- 2- Til ansigtsbehandling skal du sørge for, at dit ansigt er rent og fri for vand, cremer og olier, inden du bruger IPL.
- 3- Brug det på den korrekte hud / hårtype, vælg et passende energiniveau i henhold til din hudtolerance og øg gradvist energiniveauet fra en til fem. Hvis der ikke er nogen utålelig smerte eller reaktion af nogen art, er kan du gradvist at øge energien.
- 4- Brug ikke enheden på nøjagtig samme del af din hud ved at skyde flere gange. Dette kan forårsage for meget varme og kan resultere i hævelse af huden.
- 5- IPL-maskiner til hjemmet er beregnet til en sund, normal hud. Brug ikke IPL-hårfjerning på modermærker. brug ikke IPL-hårfjerning hvis du har diabetes, eller hvis du gennemgår kemoterapi eller indtager fotosensitive stoffer, eller hvis du er epileptisk. Det er vigtigt at informere din læge eller en specialist på forhånd, hvis du bruger visse lægemidler, inden du bruger IPL.

Så IPL, ret sikkert, ikke?

Ja, vores IPL-hjemmesystem er helt sikkert, så længe du bruger dem på den foreskrevne måde og på den rigtige hud- og hårtype.



Hvem kan bruge IPL - er det kun for kvinder?

Det er for alle, der har uønsket hår. For kvinder og mænd, der ønsker at se yngre ud med en sundere hud. For den, der ønsker at fjerne rødme, alderspletter, kronisk rødme eller rynker. IPL kan fungere for dig!



Er FAUSTINA 3IN1 IPL-hårfjerningsresultater permanente? Betyder dette, at mit hår aldrig vil vokse tilbage igen?

Når hårene vokser tilbage, bliver de lettere, finere og færre i antal. Efter fire til seks behandlinger kan du forvente en markant reduktion i håret. Enhver genvækst kan styres med touch-up behandlinger hver sjette til tolv måneder.

Kan jeg bruge IPL under graviditet?

Behandling kan ikke udføres under graviditet og amning. Dette skyldes de hormonelle ændringer og pigmenteringsændringer, som din graviditet medfører. Det anbefales at gennemgå behandling efter amning og efter afslutning af 2 menstruationscykluser."



Kan jeg bruge IPL-enhed under menstruation?

Under menstruationen kan behandling i intimområdet ikke udføres.

Kan jeg bruge IPL, hvis jeg har en bestemt tilstand?

Du kan ikke bruge IPL, hvis du har brugt, anvendt eller har haft følgende:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, vitamin B eller AHA inden for de sidste 6 måneder
- Har solbrændt, vindbrændt, tør, sprukket, irriteret eller ikke intakt hud eller åbne sår på behandlingsområdet
- Har sår, vorter, mavesår, modernærker, fødselsmærker eller tatoering i behandlingsområdet

Havde strålebehandling (f.eks. : UV solbadning), elektrolyse eller overskydende solbadning inden for de sidste 6 måneder

- Har dyrket overdrevent sol inden for den sidste uge
- Har haft en kirurgisk procedure i de sidste måneder
- Er gravid eller ammer

Bemærk: Undgå at svømme i stærk klorvand umiddelbart før en IPL-behandlingssession.

Undgå eksfoliering, mikrodermabrasion eller peeling i 1 uge før behandlingssessioner.

I hvilke tilfælde rådes jeg til ikke at gennemgå IPL-behandlinger? Hvis du har diabetes - Personer med diabetes skal forstå, at deres tilstand kompromitterer deres immunsystem. Derfor vil helingsprocessen af mulige bivirkninger tage længere tid end normalt. Risici for infektion er også af større bekymring.

Hvis du gennemgår kemoterapi - Patienter, der i øjeblikket gennemgår kemoterapi, har også et kompromitteret immunsystem, der gør dem ikke ideelle til IPL-behandlinger.

Hvis du har indtaget lysfølsomme stoffer - der er en håndfuld lysfølsomme stoffer, der potentielt kan forstærke ens følsomhed eller respons på IPL-behandlinger.

Hvis du er epileptisk - Lys fra behandlingen kan udløse en anfald.

Det er vigtigt at informere din læge eller en specialist på forhånd, hvis du bruger visse lægemidler, inden du bruger IPL.



Hvad er den anbefalede minimumsalder?

Der er ingen minimums- eller maksimumsalder for IPL-behandling. Børn under 18 år bør dog ikke bruge IPL-enheder eller gennemgå behandlinger. Dette skyldes, at hormonbalancer i kroppen er ustabile, og ny hårvækst er hurtig.

Kan jeg bruge IPL-enheder til depilering af bikiniområdet?

Det er sikkert og blidt at bruge IPL omkring dit bikiniområde for at slippe af med uønsket hår. Uanset om du foretrækker et brasiliansk (bare en hårstrimmel) eller et fuldt Hollywood-look; måske bare trimme kanterne. Med IPL kan du permanent nyde glat hud og glemme alt om dyre salonbehandlinger.

Vil det blinkende lys skade mine øjne?

Sikkerhedssystemet i vores produkter er udviklet i enheden, hvilket gør blinkende lys uskadeligt for dine øjne. Brug enheden i et godt oplyst rum, så lyset bliver mindre blændende for dine øjne. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller under brug. Brug aldrig IPL i området omkring dine øjne eller til behandling af dine øjenbryn. Dette er det eneste, du skal huske.

Hvordan forberedes huden før IPL-behandling?

Du skal forbehandle din hud ved at fjerne hår fra overfladen af din hud samme behandlingsdag eller dagen før.

For de bedste resultater anbefaler vi, at du ikke laver nogen form for voksbehandling, plukning, blegning og elektrolyse. Barbering er din nye foretrukne hårfjerningsmetode før og mellem behandlinger; alt andet trækker hår fra folliklen og forhindrer IPL-processen. Hvis hår vokser tilbage mellem behandlinger, skal du blot forkorte behandlingsintervallet, men ikke behandle oftere end en gang hver anden uge, da dette kun øger risikoen for hudirritation.

+18



Hvad er forskellen mellem stempeltilstand og glidetilstand?

Enheden har to applikationstilstande: Stempeltilstand og glidetilstand. Stempeltilstand er til små og knogler, der er sværere at behandle (f.eks. Knæ, armhuler). Placer apparatet på huden, tryk og blitz, flyt derefter din hånd til det næste tætte område, der skal behandles.

Glidetilstand er til behandling af større områder (f.eks. Ben). Anbring apparatet mod din hud, mens du holder flash-knappen nede i hele applikationen - bare skub apparatet, så blinker det, mens du behandler. Dette gør behandlingen af store områder lettere og hurtigere.

Er IPL velegnet til alle hud- og hårtyper?

IPL er normalt ikke egnet til mørkere hudfarver, fordi der er meget mere melanin i huden, som lyset vil varme op. Dette forårsager smerte og kan skade din hud. Denne enhed har indbygget berøring, hudfarvetester og justerbar flashstyrke, der kan tilpasses din hudtype.

Jo mørkere din hårfarve er, jo bedre, fordi mørkt hår har masser af mørkt melaninpigment. Det er dette, som lyset målretter mod og varmer det op for at beskadige folliklen for at stoppe hårvækst. Da blonde, grå og hvide hår ikke indeholder nogen eller nok melanin, fungerer IPL-behandlinger aldrig på disse hårfarver. Rødt hår indeholder en anden type melanin, som ikke reagerer på IPL.



Skal jeg fjerne ansigtshår inden jeg bruger IPL?

Som med kroppen er det vigtigt, når du bruger IPL, at lyseenergien kanaliseres ind i hårsækkene på din krop på den mest effektive måde. Dette kan gøres ved barbering.

Kan FAUSTINA 3IN1 bruges, hvis du har indopereret metal?

FAUSTINA 3IN1IPL når ned til det dybe dermis og det overfladiske subkutane fedtlag. Det trænger ikke dybt ind nok til at påvirke eller forårsage smerter eller problemer med noget metal i din krop (f.eks. sidder metalskruer normalt dybere i knoglerne, under muskelvævet) Det er sikkert at bruge FAUSTINA 3IN1 hvis du har indopereret metal i ben, arme eller endda i brystet ...

Vil FAUSTINA 3IN1 arbejde på let hår og lyse hudfarver?


Ja, du kan bruge den til lyse hudfarver, men desværre fungerer IPL ikke for alle hårfarver og hudfarver. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du har rød / grå / hvid eller hvidblond hår, fungerer IPL ikke for dig.

Hårfjerning IPL fungerer ved at ramme melaninen/pigmentet inde i roden af dit hår, som alle 3 af disse hårfarver mangler - hvilket gør teknologien ubrugelig. Men fortvivl ikke!

Du kan stadig bruge FAUSTINA 3IN1 til andre formål, såsom hudforyngelse, ru, aldrende hud, svag hud, store porer, rynker, manglende elasticitet, udstråling, brudte kapillærer og akne reduktion! FAUSTINA 3IN1 har vist sig at være meget effektiv inden for disse problematikker.

Hvilke resultater kan jeg forvente?

Hvis dine behandlinger er ensartede, opnår du langvarig, glat og hårfri hud. Bare husk at det tager flere behandlinger for at du kan begynde at se resultater - det tager tid. Dette skyldes, at vores hårsække har deres egne individuelle vækstcyklusser. Men vi lover, at du vil se de bemærkelsesværdige resultater, der bringer et smil ind i dit ansigt.



ie

ie

lf



Er FAUSTINA 3IN1 sikkert at bruge til foryngelse af huden på medium-mørk hud?

Den bedste måde er at vælge et lille område tæt på det område, du har til hensigt at behandle, for at udføre en hudfølsomhedstest.

Brug det laveste FAUSTINA 3IN1 niveau (1). Følg nedenstående behandlingsinstruktioner, men sørg for kun at udsende 2-3 skud. Efter hudtesten skal du vente i ca. 60 minutter og kontrollere din hud for eventuelle reaktioner.

Hvis huden efter 60 minutter ser normal ud, og der ikke er nogen rødme eller anden hudreaktion, er du klar til at udføre en fuld behandling og gradvist øge energiniveauet fra (1) til (2).

Hvis der ikke er nogen utålelig smerte eller reaktion af nogen art, kan du gradvist øge energien.

Hvor mange joule er FAUSTINA 3IN1, og kan den slippe af med ødelagte kapillærer?

Effekten: 3,5 - 5,1 j / cm² eller 19,89 joule til lampevinduet. Dette gør FAUSTINA 3IN1 på toppen af de lignende IPL'er på markedet.

Ja, du kan bruge SR-lampen monteret med FAUSTINA 3IN1 til dette formål ...

Hvordan virker det? Lysenergi påføres huden, hvor den let absorberes af blodkarrene og opvarmer dem til et punkt, hvor de ødelægges. Efter behandling forsvinder karrene hurtigt, da de genabsorberes af kroppen og efterlader kun lidt eller intet spor af den oprindelige læsion.

Nogle små kapillærer og vener forsvinder øjeblikkeligt. Imidlertid er 1-7 behandlinger nødvendige med én behandling hver uge. Nogle kapillærer og vener er mere synlige efter behandlingen, hvilket er et tegn på, at de ødelægges og forsvinder inden for få uger.

Der er 5 energiniveauer til at tilpasse sig en bred vifte af forskellige behandlinger (ru og aldrende hud, svag hud, store porer, rynker, manglende elasticitet og udstråling). Du kan gradvist øge energiniveauet fra en til fem, hvis der ikke er nogen utålelig smerte eller reaktion af nogen art.



Jeg har medium til mørk hudfarve. Er det sikkert for mig at bruge FAUSTINA 3IN1?

Desværre fungerer det muligvis ikke for mennesker med meget mørkebrun til sort hud. Men for mennesker med lys til brun-mørk hud er det sikkert og effektivt



Kan FAUSTINA 3IN1 også bruges i ansigtet?

FAUSTINA 3IN1 er sikker til brug i ansigtet. Det virker effektivt på overlæbe.

Det bør ikke bruges nær øjnene. for mænd anbefaler vi ikke at bruge på skæg. Brugen på skæg kan føre til ujævne resultater.

Med FAUSTINA 3IN1 kan du bruge hudforyngelses- og aknebehandlingslampen til at forbedre solskader, behandle vaskulære læsioner, rynkereduktion, forbedre ansigtskonturen, stramme porerne, øge produktionen af kollagen og elastin, stramme huden, reducere forekomsten af solpletter, fregner, reducere sværhedsgraden af akne, betændt hud og talgproduktion.

Kan IPL stramme huden på min hals?

IPL-resultater til stramning af huden på nakken er ofte diskrete og kræver flere behandlingssessioner.



Hvad er forskellen eller bølgelængden af hårfjerning vs hudforyngelse og acne clearance FAUSTINA 3IN1 lampe?

Bølgelængden for FAUSTINA 3-i-1-lamper som følger:
Hårfjerning: 530 ~ 1100 nm, Hudforyngelse: 560 ~ 1100 nm,
Acne behandling 400 ~ 700 nm.
Effekt: 3,5 - 5,1 j / cm²

Udover bølgelængderne, energistrøm j / cm², er der mange faktorer, der mere selektivt målretter mod de ønskede cellulære eller strukturelle elementer, herunder pulssekvenser, pulsvarighed, pulsforsinkelsestid, filtrering, der anvendes til hver behandling.

Hvis du bruger lyset til hudbehandling i ansigtet, nær hårgænsen, vil det så også fjerne hår?

Vi anbefaler ikke at bruge hudforyngelsesfunktion på eller i nærheden af hårgænsen, dette vil medføre fjernelse af hår i det område, du skyder/rammer.

Fjerner SR Mode brune pletter?

SR-tilstand til FAUSTINA 3IN1 IPL hjælper med at behandle brune pletter ved selektivt at opvarme pigmentet. Derefter løftes det opvarmede beskadigede område til overfladen af huden, hvor det fjernes af hudens naturlige fornyelsesproces. De brune pletter bliver mørkere i løbet af de næste 24 timer og forsvinder derefter langsomt i løbet af de næste uger.



Hvor længe skal du stoppe med at bruge aktuelle hudbehandling (dvs. retin A, vitamin B eller AHA) inden du bruger laseren til hudforyngelse?

Vores FAUSTINA IPL er helt sikker, hvis den bruges i henhold til vores manual. Tag dog ikke følgende lægemidler, hvis du vil fortsætte med en IPL-behandling, da bivirkninger kan forekomme: Accutane, Roaccutane, Retin A, B-vitamin eller AHA inden for de sidste 6 måneder.

Skal jeg bruge en ledende behandlingsgel?

Intet behov for ledende gel. Du skal sørge for, at din hud er ren og fri for vand, cremer og olier, inden du bruger FAUSTINA IPL. Påfør en beroligende creme efter hver behandling for at køle huden og for at undgå hudirritation.



FAQs

Ofte stillede spørgsmål efter IPL

Hvad skal jeg forvente efter min IPL-behandling, og hvordan foregår den efterfølgende pleje?

Din hud kan være lidt lyserød eller rød lige efter din behandling, og du kan opleve mild hævelse, der aftager inden for få dage.

I de næste 24 timer anbefaler vi:

- Ingen varme bade
- Ingen svømning eller solbadning
- Intet stramt tøj
- Ingen anvendelse af parfumerede produkter inklusive deodorant, antiperspirant, selvbruner eller makeup på det behandlede område
- Ingen skrub-eksfoliering eller gnidning af det behandlede område (dette kan forårsage en bakteriel infektion)

Undgå hård sport i 24-48 timer. Hydrer din krop ved at drikke rigeligt med vand.

Hvad med hudreaktioner?

Disse er ofte midlertidige og vil aftage inden for 24 timer efter behandlingen. Du kan anvende et efterbehandlingsprodukt efterfølgende for at berolige din hud.



Kan jeg bruge cremer eller salver på min hud?

Til ansigtsbehandling skal du sørge for, at dit ansigt er rent og fri for vand, cremer og olier, inden du bruger IPL. Påfør en beroligende creme efter hver behandling for at køle huden og for at undgå hudirritation.



Kan jeg fortsætte med andre behandlinger, såsom epilering, voksbehandling eller plukning?

Nej - du skal undgå disse. Lad hårene være i folliklerne i mindst 3 dage efter din behandling. Dette hjælper med at reducere enhver chance for infektion i de beskadigede follikler. Håret falder naturligt ud de følgende dage og uger. Men bemærk, at hårvækst sker i forskellige hastigheder i forskellige områder af kroppen.



Hvad skal jeg huske efter brug af IPL?

Rengør din enhed grundigt og omhyggeligt ved at følge instruktionerne i din brugervejledning.

Til hudforyngelse er det en gang om ugen i 8 uger, og hvordan bruger man det derefter?


Det er sandsynligt, at der ikke er behov for yderligere behandlinger i flere år, især hvis du undgår solbadning, og hvis du tager dig af din hud ved at bruge solcreme. Behandlingsresultater kan vare op til tre-fem år ved hjælp af FAUSTINA 3IN1 IPL, med muligheden for at anvende yderligere behandlinger, hvis du ønsker det.

Kan jeg behandle områder med hudforyngelse-slampen og behandle de samme områder til hårfjerningslampe samme dag - den ene behandling efter den anden?

Vi anbefaler ikke at behandle det samme område med en hudforyngelseslampe og hårfjerningslampe samme dag. Du skal have to eller tre dage mellem de to behandlinger.

Kan jeg barbere mig mellem behandlinger?

Ja, noget hår vokser imellem behandlingerne, og det er helt okay at barbere sig. For de bedste resultater anbefaler vi dog, at du ikke foretager nogen form for voksbehandling, plukning, blegning eller elektrolyse. Barbering er din nye foretrukne hårfjerningsmetode mellem behandlingerne; alt andet trækker hår fra folliklen og forhindrer IPL-processen. Hvis hår vokser tilbage mellem behandlinger, skal du blot forkorte behandlingsintervallet, men ikke behandle oftere end én gang hver anden uge, da dette kun øger risikoen for hudirritation.



Hvor hurtigt kan resultaterne ses med IPL-hårfjerning?

Det hele afhænger af det område, du behandler, hormonel vækst, livsstil og medicin. Benbehandlinger fungerer godt, og du vil se en meget hurtigere reduktion inden for seks til ni behandlinger - Inden for et år til halvandet år vil du se en meget god reduktion inden for andre områder. Ansigter tager meget længere tid at behandle. Årsagen til dette er det faktum, at det menneskelige ansigt er meget hormonelt - i en kvadrantcentimeter er der næsten fem hundrede hårsække. Nogle af dem er inaktive. En ny hårsæk bliver aktiv, og du begynder at se, at hårvæksten kommer tilbage igen.

Gentag behandlingen hver 4. til 6. uge, dette holder din hårrod inaktiv og forhindrer hår i at vokse tilbage. Når du fortsætter med at bruge IPL, vil du se permanente resultater fra den tredje behandlingsmåned. Dette betyder IKKE, at du bliver hårfri efter tre måneder - kun at du begynder at bemærke, at meget af dit kropshår ikke vokser tilbage. Du kan barbere dig mellem IPL-sessioner, undgå at plukke og vokse lige efter dine behandlinger. Barbering er din nye foretrukne hårfjerningsmetode - Alt andet trækker hår fra deres follikler og forhindrer IPL-processen.

Hvis hår vokser tilbage mellem behandlingerne, skal du blot forkorte behandlingsintervallet, men ikke behandle oftere end én gang hver anden uge, da dette kun øger risikoen for hudirritation.



Hvordan stimulerer FAUSTINA IPL kollagenproduktion?

FAUSTINA 3-IN-1 med hudforyngelseslampe IPL bruger et selektivt udvalg af bølgelængder. Det pulserende lys passerer gennem epidermis og trænger dybere ind i huden, hvor lysenergien forårsager skade på pigmentet. Dette får hudens naturlige forsvar til undsætning. Kroppen arbejder instinktivt med at fjerne den beskadigede melanin og stimulerer fibroblaster til at producere nyt kollagen og opstramning af elastin-fibre, hvilket hjælper huden med at blive fastere, tykkere og mere ungdommelig.



Garanti

Hvis der sker noget ...

Garantiperiode

.Hovedenhed: Garantien for hovedenheden er 1 år fra købsdatoen.

.Lampe (r): Lampefejl med over 30% af de resterende billeder forårsaget af unormale årsager vedligeholdes/repareres denne af producenten.

Garanti

Hvis systemet er inden for garantiperioden, udskifter producenten dit produkt med et nyt efter kontrol af årsagen. Andre fejl, der skyldes unormal brug og tvangsmanøvrer, dækkes ikke.

Garantibegrænsninger

Når der ansøges om gratis vedligeholdelse/reparation af produktet inden for garantiperioden, skal kunderne vise gyldigt købsbevis (såsom en faktura, garantikort, enhver form for kvittering eller kontoudtog osv.)

Gratis vedligeholdelse leveres ikke til produkter, der er blevet beskadiget på grund af forkert brug eller manipulation.

Vi dækker ikke noget af det følgende

.Fejl og generelle skader forårsaget af brand, jordskælv, tredjeparts adfærd, fejl eller misbrug fra brugerne.

Brug under andre unormale forhold og uforudsigelige hændelser.

.Enhver udvidet skade forårsaget af brugen af dine produkter (såsom forretningsmæssige uoverensstemmelser, tab af fordele, afbrydelse af forretning inklusive tab af resultater fra forkert brug af systemet og de deraf følgende omkostninger ved udskiftning af udstyr, enhed eller service, eller krav krævet af brugerne).

. Skader skyldende ukorrekt anvendelse, der ligger uden for instruktionerne i denne vejledning.

Dette inkluderer:

Ukontrollable situationer krævede service af dele til løsning af problemer, der skyldes brug af tilbehør, fittings eller erstatninger, der ikke sælges af producenten eller dit firma, og de nødvendige tjenester til løsning af problemer, der skyldes uacceptabel eller ulovlig demontering og genmontering af instrumentet uden de rette instruktioner.

Fejl eller skader, der skyldes et miljø, der ikke er egnet til produktet.

Forkert opbevaring af brugerne (såsom skader forårsaget af væsen og væskeinfiltration).

Serviceoplysninger/Garanti

Tak fordi du købte hos os

Kære kunde,

Tak fordi du købte vores produkt! Hvis du har problemer med din nyindkøbte FAUSTINA® multifunktions IPL-skønhedsenhed, så udfyld kontaktoplysningerne nedenfor, for at få bedst mulige service.

Email: support@labotest.co.uk

website: www.labotest.co.uk

Garantikort

Udfyld detaljerne for at udfylde reklamation:

Fulde navn:

Produktnavn:

Model:

Købsdato:

Check ud Standard:

GB4706.1-2005

Vedlæg venligst købsbevis

Dette produkt overholder standardkvalitetskravene efter test
og er godkendt til frigivelse

**Make the world a little more
beautiful with IPL technology.**

LABOTEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,
Crown House Business Centre
North Circular Road,
London, NW10 7PN,
United Kingdom

www.labotest.co.uk