

# FAUSTINA®

MANUAL DO USUÁRIO | DISPOSITIVO 3IN1 IPL DE USO DOMÉSTICO

**Modelos: HR\_AC\_SR | HR\_2SR | HR\_AC\_2SR | 3SR**



**Depilação | Eliminação de acne | Rejuvenescimento da pele\***

\* Observe que as lâmpadas podem variar dependendo do modelo adquirido.

# LABOTEST






Bem vindo a sua nova

# FAUSTINA<sup>®</sup> IPL

Observe que **1 lâmpada**  
**já vem instalada no dispositivo principal.**  
Pode verificar a função de cada lâmpada na sua parte de trás.



**1x Depilação**


**1x Eliminação da acne**

**1x Rejuvenescimento  
de pele**

Lâmpadas extras podem ser adquiridas individualmente e instaladas no dispositivo se você ficar sem flashes ou se não tiver adquirido todas as funções com seu modelo de IPL.

# LaboTest Ltd. vende 4 modelos FAUSTINA® IPL diferentes.

Verifique qual é o seu:



# Índice

<b>Prefácio</b>	<b>1 - 2</b>
<b>Aviso de Produto</b>	<b>3 - 4</b>
<b>Informação do produto</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Avisos</b>	<b>7 - 8</b>
<b>Cuidados</b>	<b>9 - 10</b>
<b>Como usar FAUSTINA IPL</b>	<b>11 - 13</b>
<b>Modo Automático e Manual</b>	<b>14</b>
<b>Teste de Sensibilidade da Pele</b>	<b>15</b>
<b>Configurações de energia</b>	<b>15</b>
<b>Procedimento de Operação</b>	<b>16 - 22</b>
<b>FAQs antes de usar o dispositivo</b>	<b>23 - 32</b>
<b>FAQs depois de usar o dispositivo</b>	<b>33 - 37</b>
<b>Garantia</b>	<b>39 - 40</b>
<b>Serviço de informação</b>	<b>41 - 42</b>

# Introdução

Obrigado por escolher o dispositivo de beleza FAUSTINA IPL (multifuncional) da LaboTest. Este dispositivo usa tecnologia E-IPL (filtra luzes prejudiciais e inválidas para manter fotos eficazes para todas as funções) para remoção de pelos, rejuvenescimento da pele e eliminação da acne, trocando a lâmpada de função apropriada. Este produto foi construído com especificações de eficiência, moda, saúde e alta tecnologia em mente. Prepare-se, pois FAUSTINA IPL marca o início de sua própria clínica de beleza particular.

Leia este manual de usuário com atenção antes de usar o dispositivo e mantenha-o seguro para o caso de precisar consultá-lo no futuro.

Se você tiver qualquer problema com o seu dispositivo, não hesite em nos contatar através do nosso website [www.labotest.co.uk](http://www.labotest.co.uk)

# Aviso de produto

Este manual do usuário irá guiá-lo através do uso do seu dispositivo FAUSTINA IPL.

- O fabricante deste produto segue estratégias de desenvolvimento sustentável. Isso significa que tem o direito de não notificar os clientes quando este altera funções, como uma interface e uma aparência do produto.
- Se houver uma diferença entre a descrição e o produto real devido a uma atualização, consulte o produto real.
- Use o dispositivo de acordo com as etapas operacionais e configurações de tratamento corretas.



# Informação do produto


## Função de cada lâmpada

Unidade principal x1; lâmpadas x3; Óculos UV x1;


Adaptador x1; Manual do usuário x1




Unidade  
principal x1;  
Lâmpadas x3



Óculos UV x1



Adaptador x1



Manual x1

# Função


---

Função 1 - Depilação


Função 2 - Rejuvenescimento de pele

Função 3 - Eliminação de acne


Figura 1: Lâmpadas



**HR** (Depilação)



**SR**(Rejuvenescimento de pele)



**AC**(Eliminação da acne)

## Parâmetros

---

Potência de entrada: 36W

Voltage rating: 100V - 240V

Faixa de frequência nominal: 50Hz / 60Hz

Temperatura de armazenamento: 0°C - 45°C

Temperatura de trabalho: 5°C - 36°C

Umidade de trabalho: 25% - 75%

# Estrutura do produto: (Figura 2)



# Avisos

Por favor, leia com atenção

**NÃO USE** se for menor de 18 anos.  
Os efeitos do uso do sistema nesta faixa etária são desconhecidos.



**NÃO USE** se a pele da área que deseja tratar estiver bronzeada ou queimada. O uso deste dispositivo em pele bronzeada ou queimada pode resultar no clareamento ou escurecimento temporário ou permanente da mesma.



**NÃO USE** se estiver grávida, engravidando ou amamentando. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez e a amamentação podem aumentar o risco de lesões ou sensibilidade cutânea.



**NÃO USE** se tiver epilepsia, convulsões induzidas pela luz ou enxaquecas. Os flashes de energia podem causar fortes dores de cabeça e enxaquecas.



**NÃO USE** o dispositivo IPL em tatuagens, manchas castanhas escuras ou pretas (como sardas escuras, marcas de nascença, pintas ou verrugas). Tatuagens ou manchas escuras podem absorver demasiada energia do dispositivo de luz, o que pode causar inchaço na pele, bolhas temporárias ou permanentes ou descoloração da pele. Também pode causar queimaduras.



**NÃO USE** a lâmpada HR em barbas masculinas, pois isso pode causar resultados irregulares. O uso da lâmpada SR em áreas visíveis do cabelo pode causar a remoção desses folículos capilares. Para evitar isso, não utilize o dispositivo diretamente na área onde o cabelo cresce.



**NÃO USE** a lâmpada HR na cabeça, orelhas, pescoço, mamilos, genitais ou ao redor do ânus. **NÃO USE** a lâmpada SR na cabeça, mamilos, genitais ou sobrelhas. O uso nessas áreas pode causar inchaço, bolhas ou descoloração temporária da pele. Não recomendamos o uso da lâmpada SR na região do pescoço, pois é muito sensível.

**NÃO USE** se tiver doenças de pele ativas na área que deseja tratar. Isso inclui acne (ao usar as lâmpadas HR ou SR), feridas, psoríase, eczema, queimaduras, herpes simples, feridas ou erupções cutâneas. Essas condições podem tornar a pele mais sensível ao tratamento de luz pulsada e podem tornar estes mesmos tratamentos desconfortáveis ou causar inchaço, bolhas ou infecções na pele. Se sentir que a sua condição de pele pré-existente cicatrizou o suficiente para usar o dispositivo, consulte primeiro o seu médico ou dermatologista.

**NÃO USE** o dispositivo se tiver um histórico de formação de cicatriz queloidal, uma sensibilidade conhecida à luz (fotossensibilidade) ou se estiver tomando medicamentos que tornam a pele mais sensível à luz, incluindo reagentes antiinflamatórios não esteróides, por ex. Aspirinas, Ibuprofenos, Centaminofenos, Tetraciclina, Fenotiazinas, Tiazidas, Diuréticos, Sulfonil-ureias, Hidroxiácidos (AHAS), Beta-Hidroxiácidos (BHAS), Retina-A, Accutano e / ou Retinóides Típicos.

**NÃO USE** se tiver alguma doença relacionada à fotossensibilidade, como porfiria, erupção polimórfica à luz, urticária solar, lúpus, etc. Essas condições tornam a pele mais sensível ao tratamento de luz pulsada e podem tornar este mesmo tratamento desconfortável ou causar inchaço, bolhas, ou infecções.

**NÃO USE** consuma os seguintes medicamentos se for prosseguir com os tratamentos IPL: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamina B ou AHA nos últimos 6 meses.

# Cuidados

Por favor, leia com atenção

Desconecte o dispositivo do cabo de alimentação antes de substituir qualquer lâmpada. **Não ligue o dispositivo se nenhuma lâmpada estiver conectada.** Durante esta operação, não cubra os orifícios de ventilação para evitar o superaquecimento.



Ao usar o dispositivo de luz pulsada, é importante depilar a área que deseja tratar. A depilação deve ser feita com gilete.

Recomendamos o uso dos óculos de proteção UV fornecidos na embalagem. Não olhe diretamente para os flashes de luz pulsada por longos períodos de tempo.



Lâmpadas destruídas não podem ser recicladas. Manuseie as lâmpadas descartadas de acordo com as leis e regulamentações locais.



Antes de iniciar o tratamento, limpe a pele e certifique-se de que está seca. Não aplique cosméticos, pois certos produtos químicos podem fazer com que o dispositivo funcione incorretamente.



Ajuste o nível de energia de menor para maior. Em uma condição segura, quanto maior o nível de energia, melhores serão os resultados. Após o tratamento, é normal sentir vermelhidão. Nesses casos, é recomendável aplicar uma bolsa de gelo nas áreas afetadas.



Use hidratante e protetor solar após os tratamentos de fototerapia.

Assim que o tratamento for concluído e desligar o dispositivo, use um cotonete ou pano úmido para limpar a área de tratamento do dispositivo. Evitará a acumulação de resíduos e baqueterias na superfície da lâmpada, afetando posteriormente a energia de cada aplicação.

Use um pano macio e seco ou um pano de microfibra para limpar a parte externa do dispositivo. Também pode recorrer a utilização de toalhetas sem álcool ou um pano húmido.



Certifique-se de que o sistema, acessórios e lâmpada (s) da unidade não entram em contato com água ou humidade.

Guarde o dispositivo e seus acessórios em um ambiente seco e ventilado e fora do alcance de crianças.

Não insira instrumentos de metal ou qualquer outro tipo de objeto nos orifícios de emissão de calor. Isso representa risco de choque elétrico.



No caso de seu dispositivo ficar submerso ou de alguma forma encharcado em água, envie-o de volta ao fabricante para exame para determinar se ele pode ser reparado. Se o sistema estiver ligado quando molhado, DESCONECTE-O imediatamente antes de tocar no dispositivo para sua saúde e segurança.

**NÃO** tente desmontar e reparar a seu próprio critério.

Se o dispositivo não funcionar normalmente, devolva a unidade e os acessórios ao fabricante, onde o pessoal qualificado examinar-los-ha e certificar-se-ha que o mesmo se encontra apto para uso.






# Como usar FAUSTINA IPL

é tão simples - você vai

- 1** Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano úmido ou cotonete.

Isso é feito para remover os pelos e poeira da janela de tratamento.



- 2** Segure a lâmpada em ambos os lados, conforme ilustrado abaixo, e insira ou puxe para fora em um movimento reto.



- 3** Conecte o cabo de alimentação ao dispositivo



- 4** Coloque o sistema em uma mesa ou área próxima a uma tomada elétrica. Afaste quaisquer líquidos da área.




- 5** Certifique-se de que a lâmpada esteja instalada corretamente antes de ligá-la.



- 6** Depois de conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica, o indicador de status começará a piscar lentamente.



- 7** Pressione o botão liga / desliga por mais de 2 segundos para ligar o dispositivo. Depois de ligá-lo, ouvirá os ventiladores e verá o display LCD ligar. Mostrará o tipo de lâmpada, fotos restantes, nível de energia, ícone do termômetro e o ícone do ventilador serão mostrados e indicados no visor LCD. Os indicadores de status continuarão piscando, significando que o dispositivo está se preparando para uso. Assim que estiver pronto, o indicador apagará. Quando a janela de tratamento entrar em contato com a pele, o indicador ficará azul, o que significa que o dispositivo está pronto para emitir flashes.



- Pressione o botão liga / desliga para ajustar o nível de energia de baixo para alto: o nível 1 é o mais baixo e o nível 5 é o mais alto.
- Certifique-se de que a lâmpada de tratamento está colocada firmemente contra a pele. O indicador de status acenderá quando a lâmpada de tratamento estiver voltada para uma área adequada.




Nota: O dispositivo desligará automaticamente após 5 minutos sem atividade.

# Modo automático e manual

O dispositivo FAUSTINA IPL possui dois modos: automático e manual.  
Manual é o modo padrão.

## Para ativar o modo automático:

- Pressione o botão do flash por alguns segundos.



- Quando este modo é ativado, o ícone da função na interface do usuário começa a piscar.

Dependendo do modo (HR / SR / AC)



- Agora pode começar a deslizar a lâmpada na área que deseja tratar e o dispositivo piscará automaticamente.

**Este modo é particularmente útil para o diafragma, pernas e coxas.**



- Se desejar retornar ao modo manual, pressione o botão do flash para sair do modo automático.

Pressione o botão de disparo por alguns segundos.



# Teste de Sensibilidade da Pele

## **Utilização de IPL pela primeira vez**

Se estiver usando este sistema pela primeira vez ou em uma nova área do corpo, escolha uma pequena área próxima à área que pretende tratar, para realizar um teste de sensibilidade da pele. Use o nível mais baixo (1). Siga as instruções de tratamento abaixo, mas certifique-se de emitir apenas 2-3 tiros. Após o teste cutâneo, espere cerca de 60 minutos e verifique se há reações na pele. Se após 60 minutos a pele parecer normal e não houver vermelhidão ou outra reação cutânea, você está pronto para realizar um tratamento completo.

# Configurações

## **Calibração fácil através do sistema LCD**

Escolha o nível de energia adequado de acordo com a tolerância da sua pele e aumente gradualmente o nível de energia de um para cinco. Se não houver dor ou reação de qualquer tipo intolerável, você pode se sentir à vontade para aumentar gradualmente a energia. Não use o dispositivo exatamente na mesma parte da pele piscando várias vezes. Isso pode causar muito calor e pode resultar em inchaço da pele, bolhas ou alterações temporárias / permanentes na cor da pele. Após cada flash, mova lentamente a janela de tratamento para um ponto de pele vizinho. Antes de retornar a um ponto da pele previamente tratado, espere pelo menos 20 segundos.

# Procedimento de operação

## Função de cada lâmpada

**FAUSTINA IPL - Lâmpada de Depilação**  
(Instale a lâmpada HR)



### 1. Finalidade da lâmpada

Para a remoção de pelos dos lábios, axilas, pêlos do corpo e pernas, os pêlos em alguns lugares estão afetando sua aparência (como na testa e na área do biquíni, por exemplo).

**O efeito é diferente de acordo com a cor da pele.  
Este dispositivo não é adequado para cabelo ruivo,  
cinza / branco e louro-claro.**

### Guia cromático de pele e cabelo

<b>Pele</b>								
<b>Cabelo</b>								




## 2 . Utilização

---

- 1** Depile e limpe a área que deseja tratar.
- 2** Use os óculos de proteção UV para evitar ofuscamento.
- 3** Procure uma tomada elétrica e mova todos os líquidos para longe da área. Insira o adaptador na tomada e o cabo de alimentação no dispositivo.
- 4** Escolha um nível de energia adequado (Consulte as páginas 13 - 14 - Comece de um nível baixo)
- 5** Comece o tratamento na área que deseja. Repita esta etapa 2-3 vezes. Não repita flashes exatamente na mesma zona.


**PRO-DICA:** Para tratar áreas maiores, use o modo automático. Para desativar este modo, consulte a página 14. Particularmente útil para o diafragma, pernas e coxas.



**6** Aplicar creme anti-pelo após o tratamento (opcional).

**7** Desligue o dispositivo e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.

**8** Coloque o dispositivo e acessórios de volta na caixa e guarde-os em um local fresco, seco e seguro. Mantenha longe de crianças e líquidos.



---

### 3. Recomendações de tratamento

#### 7-9 tratamentos


Nos primeiros 3 tratamentos, faça um tratamento por semana.

Nos seguintes 4-9 tratamentos, faça um tratamento a cada 2-3 semanas.

Durante o período de manutenção, faça um tratamento a cada 2 meses nas áreas com crescimento visível de pelos.

# FAUSTINA IPL - Lâmpada de Rejuvenescimento da pele

(Instale a lâmpada HR)




## 1. Finalidade da lâmpada

Para pele áspera e envelhecida, pele escura, poros dilatados, rugas, falta de elasticidade, brilho e capilares faciais rompidos.

## 2. Utilização

---

- 1** Limpe a área que deseja tratar, e o filtro da lâmpada com um cotonete.
- 2** Use os óculos de proteção UV para evitar ofuscamento.
- 3** Escolha um nível de energia adequado (Consulte as páginas 13 - 14 - Comece de um nível baixo)
- 4** Coloque a janela de tratamento firmemente contra a pele e trate as diferentes áreas conforme avança. Não repita flashes exatamente na mesma zona.
- 5** Repita a etapa 4 por 2-3 vezes.





**6** Aplicar creme ou hidratante após o tratamento (opcional/ recomendado).



**7** Desligue o dispositivo e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.



**8** Coloque o dispositivo e acessórios de volta na caixa e guarde-os em um local fresco, seco e seguro. Mantenha longe de crianças e líquidos.

---

### 3. Recomendações de tratamento

**8 tratamentos** - Um tratamentos por semana.

# FAUSTINA IPL - Lâmpada de Eliminação de Acne

(Instale a lâmpada HR)




## 1. Finalidade da lâmpada

Para peles oleosas com pápula, impetigo, tubérculos e acne inflamatória cística.

## 2. Operation procedure

---

- 1** Limpe a área que deseja tratar, e o filtro da lâmpada com um cotonete.
- 2** Se existir acne inflamatório antes do tratamento, limpe a área afetada com produtos apropriados.
- 3** Use os óculos de proteção UV para evitar ofuscamento.
- 4** Escolha um nível de energia adequado (Consulte as páginas 13 - 14 - Comece de um nível baixo)
- 5** Coloque a janela de tratamento firmemente contra a pele e trate as diferentes áreas conforme avança. Não repita flashes exatamente na mesma zona. Certifique-se que haja entre cada flash um intervalo de pelo menos 20 segundos.



**6** Aplicar creme ou hidratante após o tratamento.

**7** Desligue o dispositivo e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.



**8** Coloque o dispositivo e acessórios de volta na caixa e guarde-os em um local fresco, seco e seguro. Mantenha longe de crianças e líquidos.



---

### 3. Recomendações de tratamento

**10 tratamentos** - Um tratamentos cada 3 dias.

# FAQs

## Perguntas frequentes antes de usar a FAUSTINA IPL

### **Nunca usei tratamentos de remoção de cabelo IPL. É realmente seguro?**

Pontos-chave para usar IPL com confiança:

1- Depilação com gilete em antecedência evitará que a pele se queime ou fique irritada durante o processo. A luz do dispositivo será direcionada à melanina consistente no pelo com mais facilidade, pois age de forma semelhante a um condutor.

2- Para o tratamento facial, precisará certificar-se de que seu rosto está limpo e sem cremes ou óleos antes de usar o dispositivo IPL.


3- Use o dispositivo no tipo de pele/ cabelo correto, escolha um nível de energia adequado de acordo com a tolerância da sua pele e aumente gradualmente o nível de energia de um para cinco. Se não houver nenhuma dor ou reação intolerável de qualquer tipo, pode aumentar gradualmente a energia.

4- Não repteia o flash exatamente na mesma parte várias vezes consecutivas. Isso pode causar muito calor e resultar em inchaço.

5- As máquinas IPL de uso doméstico devem ser utilizadas em peles normais e saudáveis. Não use a lâmpada de depilação IPL em sinais, ou se sofrer de diabetes ou epilepsia, ou se estiver fazendo quimioterapia ou tenha consumido medicamentos fotossensíveis. É importante informar o seu médico de família ou um especialista com antecedência se tomar certos medicamentos antes de usar o IPL.

### **IPL é de facto seguro, certo?**

Sim, nosso sistema de uso doméstico IPLs é perfeitamente seguro, desde que use da maneira prescrita e no tipo certo de pele ou pelo.



### **Quem pode usar o IPL - é apenas para mulheres?**

É para quem deseja depilação premanente. Para mulheres e homens que desejam ter uma aparência mais jovem com uma pele mais saudável. Para quem deseja eliminar o rubor, manchas, vermelhidão crônica ou rugas.



### **São permanentes os resultados da depilação com FAUSTINA 3IN1 IPL? Isso significa que o pelo nunca mais voltará a crescer?**

Quando os pelos voltarem a crescer, serão mais claros, finos e em menor número. Após quatro a seis tratamentos, pode esperar uma redução acentuada no pelo. Qualquer crescimento pode ser controlado com tratamentos de retoque a cada seis a 12 meses.

### **Posso usar o dispositivo IPL durante a gravidez?**

O tratamento não pode ser feito durante a gravidez ou lactação. Isso devido às mudanças hormonais e de pigmentação causadas pela gravidez. Recomenda-se o tratamento após a lactação e após completar 2 ciclos de menstruação.



### **Posso usar o dispositivo IPL durante a menstruação?**

Durante a menstruação, o tratamento da região pubiana não pode ser feito.

## Posso usar o dispositivo IPL se sofrer de determinada condição?

Não pode usar o dispositivo IPL se consumiu, aplicou ou teve o seguinte:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamina B ou AHA nos últimos 6 meses;
- Pele queimada de sol ou vento, pele seca e/ou rachada, irritada ou quebrada ou qualquer ferida aberta na área de tratamento;
- Em feridas, verrugas, úlceras, manchas negras, marcas de nascença ou qualquer tatuagem na área de tratamento.

Recebeu tratamento de radiação (por exemplo: bronzamento UV), eletrólise ou excesso de sol nos últimos 6 meses

- Teve excesso de sol/ bronzamento na última semana;
- Procedimento cirúrgico nos últimos meses;
- Grávidas ou amamentando.

Nota: Evite nadar em água com forte cloro antes de uma sessão de tratamento IPL. Evite esfoliantes, microdermoabrasão ou peelings por 1 semana antes das sessões de tratamento.

## Em que casos sou aconselhado a não fazer tratamentos IPL?

**Se sofrer de diabetes** - as pessoas com diabetes devem entender que sua condição compromete o sistema imunológico. Portanto, o processo de cicatrização de possíveis efeitos adversos demorará mais do que o normal. Os riscos de infecção também são de extrema preocupação.

**Se você estiver fazendo quimioterapia** - os pacientes de quimioterapia também possuem um sistema imunológico comprometido, o que os torna não ideais para tratamentos de IPL.

**Se consumiu medicamentos fotossensíveis** -

Medicamentos fotossensíveis que podem intensificar potencialmente a sensibilidade ou a resposta a tratamentos IPL.

**Se sofrer de epilepsia** - A luz do tratamento pode causar um ataque.

**É importante informar o seu médico de família ou um especialista com antecedência se tomar certos medicamentos antes de usar o IPL.**



### **Qual é a idade mínima recomendada?**

Não existe uma idade mínima ou máxima para o tratamento IPL. No entanto, pessoas com menos de 18 anos não devem usar dispositivos IPL ou fazer tratamentos. Devido ao equilíbrio hormonal no corpo ser instável e o crescimento de novos pelos mais rápido.

**+18**

### **Posso usar o dispositivo IPL para depilação da área do biquíni?**

É seguro usar o dispositivo IPL em torno da área do biquíni para remover pelos indesejáveis. Se preferir um depilação brasileira ou estilo hollywood; ou apenas as virilhas. Com o dispositivo IPL, pode desfrutar permanentemente de uma pele lisa e esquecer tudo sobre os caros tratamentos de salão.



### **A luz intermitente pode danificar a vista?**

O sistema de segurança nos nossos produtos foi desenvolvido tornando a luz intermitente inofensiva para os olhos. Use o dispositivo em um local bem iluminado para que a luz seja menos forte para os olhos. Nunca use o IPL na área ao redor dos olhos ou para tratar as sobrancelhas.



### **Como preparar a pele para um tratamento IPL?**

Deve pré-tratar a pele removendo os pelos da superfície da mesma no mesmo dia do tratamento ou no dia anterior.

Para obter os melhores resultados, recomendamos que não faça qualquer tipo de depilação a cera, depilação com pinça, branqueamento ou tratamentos de eletrólise.

Gilete é o seu novo método de depilação favorito antes, e entre os tratamentos; qualquer outro método que arranque o pelo do folículo e atrapalhará o processo IPL.

Se o pelo crescer novamente entre os tratamentos, simplesmente reduza o intervalo de tratamento, mas não trate mais frequentemente do que uma vez a cada 2 semanas, pois isso só aumentará o risco de irritação da pele.

## **Qual é a diferença entre o modo Manual e o modo Automatico?**

O dispositivo possui dois modos de aplicação: modo Manual e modo Automatico. O modo de manual é para áreas pequenas e ósseas que são mais difíceis de tratar (por exemplo, joelhos, axilas). Coloque o aparelho na pele, basta pressionar e emitara um flash, em seguida pode passar para a seguinte área mais próxima a ser tratada. O modo Automatico serve para tratar áreas maiores (por exemplo: pernas). Coloque o aparelho contra a pele, mantendo o botão do flash pressionado durante todo o aplicativo - basta deslizar o aparelho e ele emitir á conforme avança. Tornando o tratamento de grandes áreas mais fácil e rápido.



## **O dispositivo IPL é adequado para todos os tipos de pele e cabelo?**


O dispositivo IPL geralmente não é adequado para tons de pele mais escuros, porque esta possui mais melanina. Devido ao excesso de melanina, a luz pulsada não compreenderá a localização do pelo, e sera direcionada para a pele. Isso causa dor e pode causar danos à pele. Quanto mais escura a cor do pelo, melhor, porque o pelo escuro tem muito pigmento melanina escuro. É isso que a luz direciona e aquece para danificar o folículo e parar o crescimento do pelo.

Cabelos loiros, grisalhos ou brancos não contêm melanina nenhuma ou em quantidade suficiente, concluindo que os tratamentos IPL não funcionarão nessas cores de cabelo. O cabelo ruivo contém um tipo diferente de melanina, que não responde ao dispositivo IPL.



## **Devo remover os pelos faciais antes de usar o dispositivo IPL?**

Tal como no corpo, é importante, ao usar o dispositivo IPL, que a energia da luz pulsada seja canalizada para os folículos capilares do corpo da forma mais eficiente. Isso pode ser feito ao barbear.



## **FAUSTINA 3IN1 pode ser usada se tiver placas de metal?**

FAUSTINA 3IN1 IPL atinge a derme profunda e a camada de gordura subcutânea superficial. Não vai penetrar fundo o suficiente para afetar ou causar dor ou problemas com qualquer metal em seu corpo (por exemplo, os parafusos de metal são geralmente mais profundos do que isso nas estruturas ósseas sob o músculo.) É seguro usar a FAUSTINA 3IN1 nas pernas, braços, ou mesmo em placas de metal no peito.

ie

## **FAUSTINA 3IN1 funciona em cabelos claros ou tons de pele claros?**

Sim, pode usá-la em tons de pele claros, mas, infelizmente, o dispositivo IPL não funciona em todas as cores de cabelo e tons de pele. É importante observar que se tiver cabelo ruivo, cinza/ branco ou louro-branco, o IPL não funcionará. A depilação IPL atua atingindo a melanina dentro da raiz do pelo, que não existe em todas as 3 cores - efetivamente tornando a tecnologia inútil.

**Mas não se desespere!**

**Você ainda pode usar FAUSTINA 3IN1 para outros fins,** como rejuvenescimento de pele, pele áspera, envelhecida, pele com manchas, poros dilatados, rugas, falta de elasticidade ou brilho, capilares rompidos e redução da acne! FAUSTINA 3IN1 provou ser bastante eficaz nestes domínios.

lf

## **Que resultados posso esperar?**

Se os tratamentos forem consistentes, obterá uma pele lisa e sem pelos. Tenha em mente que serão necessários vários tratamentos para que comece a ver resultados - a luz pulsada leva tempo. Isso ocorre porque os folículos pilosos têm ciclos próprios de crescimento individuais. Mas prometemos que verá resultados notáveis que lhe trarão um sorriso!



## **FAUSTINA 3IN1 é segura para rejuvenescer pele mais escura?**

A melhor maneira é escolher uma pequena área próxima à área que pretende tratar para a realização de um teste de sensibilidade cutânea.

Use o nível FAUSTINA 3IN1 mais baixo (1). Siga as instruções de tratamento abaixo, mas certifique-se de emitir apenas 2-3 flashes. Após o teste cutâneo, espere cerca de 60 minutos e verifique se há reações na pele.

Se após 60 minutos a pele parecer normal e não houver vermelhidão ou outra reação cutânea, está pronto para realizar um tratamento completo e aumentar gradualmente o nível de energia de (1) para (2).

Se não houver nenhuma dor ou reação intolerável de qualquer tipo, pode aumentar gradualmente a energia.




## **Quanto joules tem o dispositivo FAUSTINA 3IN1 para poder eliminar capilares rompidos?**

A potência: 3,5 - 5,1 j / cm<sup>2</sup> ou 19,89 joules na lâmpada. Isto torna o dispositivo FAUSTINA 3IN1 no topo dos IPLs semelhantes no mercado.

Sim, pode usar a lâmpada SR fornecida com o dispositivo FAUSTINA 3IN1 para rejuvenecer a pele.

Como funciona? A energia da luz pulsada é aplicada na pele, onde é prontamente absorvida pelos vasos sanguíneos, aquecendo-os até o ponto em que são destruídos. Após o tratamento, os vasos são rapidamente eliminados à medida que são reabsorvidos pelo corpo, deixando pouco ou nenhum traço da lesão original.



Alguns pequenos capilares e veias desaparecem repentinamente. No entanto, são necessários 1-7 tratamentos, um tratamento por semana. Alguns capilares e veias são mais visíveis após o tratamento, o que é um sinal de que estão destruídos e irão desaparecer dentro de algumas semanas.

Existem 5 níveis de energia para se adaptar a uma ampla gama de tratamentos diferentes (pele áspera e envelhecida, pele com manchas, poros dilatados, rugas, falta de elasticidade e brilho). Aumente gradualmente o nível de energia de um para cinco, se não houver nenhuma dor ou reação intolerável de qualquer tipo.

**Tenho um tom de pele médio a escuro, é seguro usar o dispositivo FAUSTINA 3IN1?**

Infelizmente, pode não funcionar para pessoas com pele de marrom muito escuro a preto. Mas, para pessoas com pele clara a marrom-escura, é seguro e eficaz



**FAUSTINA 3IN1 também pode ser usado no rosto?**

FAUSTINA 3IN1 é segura para uso no rosto.


Funciona eficazmente no lábio superior

Não deve ser usado perto dos olhos. Para homens, não aconselhamos o uso na barba. O uso em barbas masculinas pode levar a resultados irregulares.

Com o dispositivo FAUSTINA 3IN1 pode usar as lâmpadas de rejuvenescimento da pele e eliminação de acne para reverter os danos do sol, tratar lesões vasculares, redução de rugas, melhorar o contorno facial, fechar os poros, aumentar a produção de colágeno e elastina, apertar a pele, reduzir o aparecimento de manchas solares, sardas, reduzir a gravidade do acne, pele inflamada e excreção de sebo.

**O dispositivo IPL pode tonificar a pele do pescoço?**

Os resultados do aparelho IPL para endurecer a pele do pescoço são frequentemente sutis e requerem várias sessões de tratamento.



## **Qual é a diferença ou comprimento de onda das lâmpadas FAUSTINA 3IN1 de depilação vs rejuvenescimento da pele e eliminação de acne?**

O comprimento de onda para as lâmpadas FAUSTINA 3IN1 é medido da seguinte forma:

**Depilação:** 530 ~ 1100nm,

**Rejuvenescimento da pele:** 560 ~ 1100nm,

**Tratamento da acne:** 400 ~ 700 nm.

Potência: 3,5 - 5,1 j / cm<sup>2</sup>

Além dos comprimentos de onda, fluxo de energia j / cm<sup>2</sup>, há diferentes fatores para atingir seletivamente os elementos celulares ou estruturais desejados, incluindo sequências de pulso, duração do pulso, tempo de atraso do pulso e filtração que é usado para cada tratamento.

### **Se usar a luz pulsada no rosto, perto da linha do cabelo, removerá esses pelos também?**

Não recomendamos o uso do modo de rejuvenescimento da pele na linha do couro cabeludo ou próximo dela, pois isso causará a remoção dos pelos na área.

### **O modo SR remove manchas castanhas?**

O modo SR da FAUSTINA 3IN1 IPL ajuda a tratar manchas castanhas aquecendo seletivamente o pigmento. Em seguida, a área danificada aquecida será elevada à superfície da pele onde será removida pelo processo de esfoliação natural da pele. As manchas castanhas ficarão mais escuras inicialmente nas próximas 24 horas, depois desaparecerão lentamente nas próximas semanas.



**Por quanto tempo devo parar de usar tratamentos tópicos de pele (ou seja, Retin A, Vitamina B ou AHA) antes de usar o laser de rejuvenescimento de pele?**

O aparelho FAUSTINA IPL é totalmente seguro se utilizado de acordo com o nosso manual. No entanto, não tome os seguintes medicamentos se prosseguir com um tratamento IPL, pois podem ocorrer efeitos colaterais: Accutane, Roaccutane, Retina A, Vitamina B ou AHA nos últimos 6 meses.

**Devo usar um gel condutor?**

Não há necessidade de gel condutor. Precisarás certificar-se de que a pele está limpa e livre de qualquer água, cremes e óleos antes de usar FAUSTINA IPL. Após cada tratamento, aplique um creme hidratante.



# FAQs

## Perguntas frequentes depois de usar a FAUSTINA IPL

### O que devo esperar após o meu tratamento IPL e quais são os cuidados pós-tratamento?

A pele poderá ficar ligeiramente rosada ou vermelha após o tratamento e pode sentir um leve inchaço que diminuirá em alguns dias.

Nas próximas 24 horas, aconselhamos:

- Não tome banhos quentes;
- Proibido nadar ou bronzamentos naturais;
- Não usar roupas apertadas;
- Nenhuma aplicação de produtos perfumados, incluindo desodorizante, antitranspirante, autobronzeador ou maquiagem na área tratada;
- Não coçar ou esfregar a área tratada (pode causar uma infecção bacteriana).

Evite desportos violentos por 24-48 horas.

Mantanha-se hidratado bebendo bastante água.

### Que efeitos secundários pode causar na pele o dispositivo IPL?

Estas são frequentemente temporárias e desaparecerão dentro de 24 horas após o tratamento. Pode aplicar produto de pós tratamento para acalmar a pele.



### **Posso usar cremes ou pomadas na pele?**

Para o tratamento facial, precisa de certificar se de que o rosto está limpo e sem cremes ou óleos antes de usar o dispositivo IPL. Após cada tratamento, aplique um creme hidratante para evitar irritações na pele.



### **Posso prosseguir com outros tratamentos, como depilação a cera, depilação com pinças ou outros métodos semelhantes?**

Não, e devará evitá-los. Deixe os pelos nos folículos pelo menos até 3 dias após o tratamento. Isso ajudará a reduzir as chances de uma infecção nos folículos danificados. O pelo cairá naturalmente nos dias e semanas seguintes. Mas observe que o recrescimento do pelo ocorre em fases diferentes em diferentes áreas do corpo.



### **O que devo ter em mente após usar o dispositivo IPL?**

Limpe o dispositivo cuidadosamente seguindo as instruções contidas no manual do usuário.

**Para o rejuvenescimento da pele, é uma vez por semana durante 8 semanas, e depois como devo usar?**

É provável que nenhum tratamento adicional seja necessário por vários anos, especialmente se evita apanhar banhos de sol e se cuidar da pele com protetor solar. Os resultados do tratamento podem durar de três a cinco anos usando a FAUSTINA 3IN1 IPL, com a opção de aplicar mais tratamentos, se desejar.


**Posso tratar áreas com a lâmpada de rejuvenescimento da pele e tratar as mesmas áreas com a lâmpada de depilação no mesmo dia - um tratamento após o outro?**

Não recomendamos tratar a mesma área com a lâmpada de rejuvenescimento da pele e lâmpada de remoção de pêlos no mesmo dia. Deve deixar dois ou três dias entre os dois tratamentos. O mesmo se aplica a lâmpada de remoção de acne.

**Posso utilizar a gilete entre os tratamentos?**

Sim, alguns pelos crescerão entre os tratamentos e é perfeitamente normal necessitar usar a gilete.

No entanto, para obter os melhores resultados, recomendamos que não faça nenhum tipo de depilação a cera, depilação com pinças, branqueamento ou tratamentos de eletrólise. A gilete é o seu novo método de depilação favorito entre os tratamentos; qualquer outro método que arranque o pelo do folículo atrapalha o processo de IPL. Se o pelo crescer novamente entre os tratamentos, simplesmente encurte o intervalo de tratamento, mas não trate mais frequentemente do que uma vez a cada 2 semanas, pois isso só aumentará o risco de irritação da pele.






### **Em quanto tempo os resultados podem ser vistos com o método de depilação IPL?**

Tudo depende da área que está tratando, do crescimento hormonal, do estilo de vida e da medicação. Os tratamentos de depilação de perna funcionam muito bem, e verá uma redução muito mais rápida dentro de seis a nove tratamentos - dentro de um ano a um ano e meio, verá uma redução muito boa em outras áreas. O rosto demora mais tempo a ser tratado. A razão disso é devido ao fato de que o rosto humano é bastante hormonal - em um centímetro quadrado, existem quase quinhentos folículos capilares. Alguns deles estão inativos. Um novo folículo capilar ficará ativo e verá o crescimento do pelo novamente.

Repita o tratamento a cada 4 a 6 semanas, mantendo assim a raiz do cabelo inativa e evitará que o pelo volte a crescer. Ao continuar a utilização do dispositivo IPL, verá resultados permanentes a partir do terceiro mês de tratamento. Isso NÃO significa que ficará livre de pelos após três meses - apenas que começará a notar que muitos dos pelos do seu corpo que não estão crescendo novamente. Pode utilizar a gilete entre as sessões de IPL, evite depilar com cera ou outro método de depilação após o tratamento que não seja gilete. Gilete é o seu novo método de depilação favorito - Qualquer outra coisa que arranque o pelo dos folículos atrapalhar o processo de luz pulsada.

Se o pelo crescer novamente entre os tratamentos, simplesmente encurte o intervalo de tratamento, mas não trate mais frequentemente do que uma vez a cada 2 semanas, pois isso só aumentará o risco de irritação da pele.



### **Como o dispositivo FAUSTINA IPL estimula a produção de colágeno?**

FAUSTINA 3IN1 com a lâmpada de rejuvenescimento da pele IPL usa uma faixa seletiva de comprimentos de onda. A luz pulsada atravessa a epiderme e penetra mais profundamente na pele, onde a energia da luz causa danos ao pigmento. Isso faz com que as defesas naturais da pele venham em seu socorro. O corpo trabalha instintivamente para remover a melanina danificada e estimula os fibroblastos a produzirem novo colágeno e endurecimento das fibras de elastina, ajudando a pele a se tornar mais firme, mais espessa e com aparência mais jovem.





# Garantia

## Em caso de que algo aconteça ...

---

### Período de garantia

.Unidade principal: A garantia da unidade principal é de 1 ano a partir da data de compra.

.Lâmpada (s): Falhas nas lâmpadas com mais de 30% dos disparos restantes, causadas por motivos não artificiais, serão mantidas pelo fabricante.

### Capacidade de garantia

Se o sistema estiver dentro do período de garantia, o fabricante substituirá o produto por um novo após verificação por motivos não artificiais. Outras falhas que resultam de uso anormal e manobras forçadas não são cobertas.

### Limites de garantia

Ao solicitar a manutenção gratuita do produto que está dentro do período de garantia, os clientes devem apresentar comprovativo de compra válido (como uma fatura, cartão de garantia, qualquer tipo de recibo ou extrato bancário, etc.)

A manutenção gratuita não é fornecida para produtos que foram danificados devido ao uso impróprio ou adulteração.

## Não cobriremos nenhum dos seguintes:

---

.Falhas ou danos gerais causados por incêndios, terremotos, comportamento de terceiros, falha ou uso indevido pelo usuários.

Uso sob quaisquer outras condições anormais e eventos imprevisíveis;

. Qualquer dano prolongado causado pelo uso dos produtos (como discrepâncias comerciais, perda de benefícios, interrupção de negócios, incluindo a perda de resultados do uso impróprio do sistema, e o custo resultante da substituição de equipamento, dispositivo ou serviço, ou reclamação exigida pelos usuários);

.Danos resultantes de uso impróprio e fora do conteúdo das instruções listadas neste manual...

### **Isto inclui:**

Situações incontrolláveis. Exigindo a manutenção de peças como: acessórios, conexões ou substitutos que não são vendidos pelo fabricante ou empresa, e em que estas tenham sido substituídas pelas originais. Este resultado de desmontagem e remontagem é inaceitável, não sendo permitido, ou mesmo considerado ilegal quando o utilizador exige aplicar a garantia;

.Falhas ou danos resultantes de um ambiente não adequado para o produto;

.Armazenamento inadequado pelos usuários (como danos causados por criaturas e infiltração de líquidos).

# Serviço de informação

Obrigado por comprar conosco

---

Estimado cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto! Para fornecer um serviço da mais alta qualidade, consulte as informações de contato abaixo se tiver algum problema com o seu dispositivo multifuncional de beleza FAUSTINA® IPL recém-adquirido.

Email: [support@labotest.co.uk](mailto:support@labotest.co.uk)

website: [www.labotest.co.uk](http://www.labotest.co.uk)

# Cartão de garantia

Se desejar fazer uma reclamação, porfavor preencha os detalhes

Nome completo:

-----

Nome do produto:

-----

Modelo:

-----

Data de compra:

-----

Comprovativo standard:

GB4706.1-2005

-----

Anexe o comprovante de compra

Este produto está em conformidade com os requisitos de qualidade e o lançamento aprovado.









**Make the world a little more  
beautiful with IPL technology.**

LAB  TEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,  
Crown House Business Centre  
North Circular Road,  
London, NW10 7PN,  
United Kingdom

[www.labotest.co.uk](http://www.labotest.co.uk)