

FAUSTINA®

MANUEL D'UTILISATION | APPAREIL IPL 3IN1 À USAGE DOMESTIQUE
Des modèles: HR_AC_SR | HR_2SR | HR_AC_2SR | 3SR



Épilation | Liquidation de l'acné | Rajeunissement de la peau*


* Veuillez noter que les lampes peuvent varier en fonction du modèle acheté

LABOTEST



Bienvenue dans votre nouveau FAUSTINA[®] IPL

Veillez noter qu'une lampe est déjà fixée à l'unité principale.
Vous pouvez vérifier la fonction de chaque lampe sur son dos.



1x Épilation

**1x Clairance de
l'acné**

**1x Rajeunissement de
la peau**

Des lampes supplémentaires peuvent être achetées individuellement et installées sur l'appareil si vous n'avez plus de flashes ou si vous n'avez pas acquis toutes les fonctions de votre modèle.

LaboTest Ltd. vend 4 modèles FAUSTINA® IPL différents

Vérifiez lequel est le vôtre

3SR

1.500.000Clignote
3x Rajeunissement de la peau

Europe
America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: 3SR_M

IPL 3IN1

1.500.000Clignote
1x Rajeunissement de la peau
1x Épilation
1x Clairance de l'acné

Europe

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_SR_EU

America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_SR_M

IPL 3IN1

2.000.000Clignote
2x Rajeunissement de la peau
1x Épilation
1x Clairance de l'acné

Europe

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_2SR_EU

America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_AC_2SR_M

IPL 2IN1

1.500.000Clignote
2x Rajeunissement de la peau
1x Épilation

Europe
America & UK

Model Number: 3IN1
SKU: HR_2SR_M



Indice

Préface	1 - 2
Avis produit	3 - 4
Information produit	4 - 6
Avertissements	7 - 8
Précautions	9 - 10
Comment utiliser FAUSTINA IPL	11 - 13
Mode automatique et manuel	14
Test de sensibilité cutanée	15
Paramètres d'énergie	15
Procédure d'opération	16 - 22
FAQ avant d'utiliser l'appareil	23 - 32
FAQ après l'utilisation de l'appareil	33 - 37
Garantie	39 - 40
Des informations de service	41 - 42

Préface

Merci d'avoir choisi l'appareil de beauté IPL FAUSTINA (multifonctionnel) de LaboTest. Cet appareil utilise la technologie E-IPL (filtre les lumières nocives et invalides pour maintenir des prises de vue efficaces pour toutes les fonctions), et vous pouvez obtenir l'épilation, le rajeunissement de la peau et l'élimination de l'acné en passant à la lampe de fonction appropriée. Ce produit a été conçu en gardant à l'esprit les spécifications d'efficacité, de mode, de santé et de haute technologie. Préparez-vous car FAUSTINA IPL marque le début de votre propre clinique de beauté privée.

Veuillez lire et lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le en lieu sûr au cas où vous auriez besoin de vous y référer ultérieurement.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site Web à l'adresse www.labotest.co.uk

Avis produit




Ce manuel d'utilisation vous guidera dans l'utilisation de votre appareil FAUSTINA IPL.

- Le fabricant de ce produit suit des stratégies de développement durable. Cela signifie qu'ils se réservent le droit de ne pas avertir les clients lorsqu'ils modifient la fonction, l'interface et l'apparence du produit.
- S'il y a une différence entre la description et le produit réel en raison d'une mise à niveau, veuillez vous référer au produit réel.
- Veuillez utiliser l'appareil conformément aux étapes de fonctionnement et aux paramètres de traitement corrects.

Information produit:

Contient:

Unité principale x1, lampe x3, lunettes UV x1, adaptateur
1x manuel de l'utilisateur




Les fonctions

Fonction 1 - Épilation


Fonction 2 - Rajeunissement de la peau

Fonction 3 - Clairance de l'acné


Figura 1: Lampes



HR (épilation)



SR(rajeunissement de la peau)



AC(élimination de l'acné)

Paramètres

Puissance d'entrée: 36 W

Tension nominale: 100V - 240V


Gamme de fréquence nominale: 50Hz / 60Hz

Température de stockage: 0 ° C - 45 ° C

Température de fonctionnement: 5 ° C - 35 ° C

Humidité de travail: 25% - 75%

Structure du produit: (Figura 2)



Avertissements

Veuillez les lire attentivement

NE PAS UTILISER si vous avez moins de 18 ans. Les effets de l'utilisation du système dans ce groupe d'âge sont inconnus.



NE PAS UTILISER si la peau de la zone que vous souhaitez traiter est bronzée ou brûlée. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou brûlée peut entraîner un blanchiment ou un assombrissement temporaire (voire permanent) de la peau.



NE PAS UTILISER si vous êtes enceinte, en train de concevoir ou si vous allaitez. Des changements hormonaux surviennent pendant la grossesse et l'allaitement et peuvent augmenter le risque de lésions cutanées ou de sensibilité.



NE PAS UTILISER si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions induites par la lumière ou de migraines. Les éclairs d'énergie peuvent provoquer de graves maux de tête et des migraines.



NE PAS UTILISER sur les tatouages, les taches brun foncé ou noires (telles que les taches de rousseur foncées, les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues). Les tatouages ou les taches brunes peuvent absorber trop d'énergie lumineuse, ce qui pourrait faire gonfler votre peau, laisser des cloques temporaires ou permanentes ou décolorer votre peau. Cela peut également provoquer des brûlures.



N'UTILISEZ PAS la lampe HR sur les barbes masculines car cela pourrait entraîner des résultats inégaux. L'utilisation de la lampe SR sur les zones capillaires visibles peut entraîner l'élimination de ces follicules pileux. Pour éviter cela, ne flashez pas directement la zone où les cheveux poussent.



N'UTILISEZ PAS de lampe HR sur la tête, les oreilles, le cou, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. N'UTILISEZ PAS la lampe SR sur la tête, les mamelons, les organes génitaux ou les sourcils. L'utilisation dans ces zones peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou une décoloration temporaire de la peau. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la lampe SR sur la zone du cou, car elle est très sensible.

NE PAS UTILISER si vous avez des affections cutanées actives dans la zone que vous allez traiter. Cela inclut l'acné (lors de l'utilisation d'une lampe HR ou SR), les plaies, le psoriasis, l'eczéma, les brûlures, l'herpès simple, les plaies ou les éruptions cutanées. Ces conditions peuvent rendre votre peau plus sensible aux traitements légers et peuvent rendre les traitements inconfortables ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou des infections. Si vous pensez que des affections cutanées préexistantes ont suffisamment guéri pour utiliser l'appareil, veuillez d'abord consulter votre médecin ou votre dermatologue.

N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau plus sensible à la lumière, y compris des réactifs anti-inflammatoires non stéroïdiens, par ex. Aspirines, ibuprofènes, centaminophènes, tétracyclines, phénothiazines, thiazidiques, diurétiques, sulfonilurées, acides hydroxy (AHAS), acides bêta-hydroxy (BHAS), rétin-A, accutane et / ou rétinoïdes typiques.


NE PAS UTILISER si vous avez une maladie liée à la photosensibilité, telle que porphyrie, éruption polymorphe de la lumière, urticaire solaire, lupus, etc. Ces conditions rendent votre peau plus sensible aux traitements légers et pourraient rendre le traitement inconfortable ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques, ou des infections.

NE PAS consommer les médicaments suivants si vous prévoyez de suivre des traitements IPL: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamine B ou AHA au cours des 6 derniers mois.

Précautions

Veuillez les lire attentivement

Vous ne pouvez pas mettre l'appareil sous tension si aucune lampe n'y est connectée. **Débranchez d'abord l'appareil de l'adaptateur pour remplacer la lampe.** Pendant cette opération, ne couvrez pas les orifices de ventilation pour éviter une surchauffe.



Lorsque vous utilisez la lampe d'épilation, assurez-vous toujours de raser la zone que vous allez traiter.

Nous vous recommandons de porter les lunettes de protection UV fournies dans votre emballage pendant le traitement. Ne regardez pas directement la lumière ou les flashes pendant de longues périodes.



Les lampes mises au rebut ne peuvent pas être recyclées. Veuillez traiter les lampes mises au rebut conformément à vos lois et règlements locaux.



Avant de subir le traitement, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est sèche. N'appliquez pas de produits cosmétiques car certains produits chimiques pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou ne pas fonctionner comme prévu.



Ajustez le niveau d'énergie de faible à élevé. Sous condition de sécurité, plus le niveau d'énergie est élevé, meilleurs seront vos résultats. Après votre traitement, il est normal de ressentir des rougeurs. Dans ces cas, il est recommandé d'appliquer un sac de glace sur les zones touchées.



Utilisez un hydratant pour la peau et un produit de protection solaire après les traitements de photo-thérapie.

Une fois le traitement terminé et que vous avez éteint votre appareil, veuillez utiliser un coton-tige ou un chiffon humide pour nettoyer la fenêtre de traitement. Cela peut empêcher les cheveux de durcir sur la surface de la lampe, affectant par la suite l'énergie de chaque tir.

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec ou un chiffon en microfibres pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Vous pouvez également utiliser une lingette sans alcool ou un chiffon humide.



Veuillez vous assurer que le système, les accessoires et les lampes de votre appareil n'entrent pas en contact avec de l'eau ou de l'humidité.

Veuillez stocker l'appareil et ses accessoires dans un environnement sec et ventilé, hors de portée des enfants.

N'enfoncez pas d'instruments métalliques ou tout autre type d'objet dans les trous d'émission de chaleur. Cela présente un risque de choc électrique.



Au cas où votre appareil serait submergé ou trempé dans l'eau, veuillez le renvoyer au fabricant pour examen afin de déterminer s'il est réparable. Si le système est allumé lorsqu'il est trempé, veuillez DÉBRANCHER immédiatement votre système avant de toucher l'appareil pour votre santé et votre sécurité.

N'essayez PAS de démonter et de réparer à votre propre discrétion.

Si votre appareil ne fonctionne pas normalement, veuillez renvoyer l'appareil et les accessoires au fabricant, où un personnel de maintenance qualifié l'examinera pour vous.




Comment utiliser FAUSTINA IPL

c'est si simple - vous allez

- 1** Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un chiffon humide ou un coton-tige.

Ceci est fait afin d'éliminer les poils et la poussière de la fenêtre de traitement.



- 2** Veuillez tenir la lampe des deux côtés, comme illustré ci-dessous, puis insérez ou tirez dans un mouvement droit.



- 3** Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil



- 4** Placez votre système sur une table ou dans un endroit près d'une prise électrique. Éloignez tout liquide de la zone.


- 5** Assurez-vous que la lampe est correctement installée avant de l'allumer.



- 6** Après avoir connecté le cordon d'alimentation à une prise électrique, l'indicateur d'état commencera à clignoter lentement.



- 7** Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes pour allumer l'appareil. Après l'avoir allumé, vous entendrez les ventilateurs et verrez l'écran LCD s'allumer. Le type de lampe, les prises de vue restantes, le niveau d'énergie, l'icône du thermomètre et l'icône du ventilateur seront affichés et indiqués sur l'écran LCD. Les voyants d'état continueront de clignoter, ce qui signifie que l'appareil se prépare à être utilisé. Une fois qu'il est prêt, l'indicateur s'éteint. Lorsque la fenêtre de traitement entre en contact avec la peau, l'indicateur devient bleu, ce qui signifie que l'appareil est prêt à émettre des flashes.



- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler le niveau d'énergie de faible à élevé: le niveau 1 est le plus bas et le niveau 5 est le plus élevé
- Assurez-vous que la fenêtre de traitement est fermement placée contre votre peau. L'indicateur d'état s'allume lorsque la fenêtre de traitement fait face à une zone appropriée.



Remarque: l'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes sans activité.

Mode automatique et manuel

L'appareil FAUSTINA IPL a deux modes: automatique et manuel.

Manuel est le mode par défaut.

Pour activer le mode automatique:

- Appuyez sur le bouton flash pendant quelques secondes.



- Lorsque ce mode est activé, l'icône de la fonction sur l'interface utilisateur se met à clignoter.

Selon le mode (HR / SR / AC)



- Vous pouvez maintenant commencer à faire glisser la fenêtre de la lampe sur la zone que vous souhaitez traiter, et l'appareil clignotera automatiquement.

Ce mode est particulièrement utile pour le ventre, les jambes et les cuisses.



- Si vous souhaitez revenir en mode manuel, appuyez sur le bouton flash pour quitter le mode automatique.

Appuyez sur le bouton de prise de vue pendant quelques secondes.



Test de sensibilité cutanée

Si vous utilisez IPL pour la première fois

Si vous utilisez ce système pour la première fois ou sur une nouvelle zone de votre corps, choisissez une petite zone proche de la zone que vous souhaitez traiter, dans le but de réaliser un test de sensibilité cutanée. Utilisez le niveau le plus bas (1). Suivez les instructions de traitement ci-dessous, mais assurez-vous de n'émettre que 2-3 coups. Après le test cutané, attendez environ 60 minutes et vérifiez votre peau pour toute réaction. Si après 60 minutes la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou d'autre réaction cutanée, vous êtes prêt à effectuer un traitement complet.

Paramètres d'énergie

Calibration simplifiée grâce à un écran LCD

Choisissez le niveau d'énergie adapté en fonction de votre tolérance cutanée, et augmentez progressivement le niveau d'énergie de un à cinq. S'il n'y a aucune douleur ou réaction intolérable d'aucune sorte, vous pouvez vous sentir libre d'augmenter progressivement l'énergie. N'utilisez pas l'appareil exactement sur la même partie de votre peau en clignotant plusieurs fois. Cela pourrait causer trop de chaleur et entraîner un gonflement de la peau, des cloques ou des changements temporaires / permanents de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement la fenêtre de traitement vers une zone cutanée voisine. Avant de retourner sur une tache cutanée préalablement traitée, attendez au moins 20 secondes.

Procédure d'opération

Le but de chaque lampe

FAUSTINA IPL - Lampe d'épilation
(Installez la lampe HR)



1. But de la lampe

Pour l'épilation des poils des lèvres, des poils des aisselles, des poils du corps et des jambes, les poils affectent par endroits votre apparence (comme sur votre front et votre bikini, par exemple).


L'effet est différent selon la couleur de la peau. Cet appareil ne convient pas aux cheveux roux (gingembre), gris / blanc et blanc-blond.

Guides de la peau et des cheveux

Peau								
Cheveux								

2 . Procédure d'opération

1 Rasez et nettoyez la zone que vous allez traiter.



2 Portez des lunettes de protection UV pour éviter d'être ébloui.



3 Recherchez une prise de courant et éloignez tout liquide de la zone. Insérez l'adaptateur dans la prise de courant et le cordon d'alimentation dans l'appareil.

4 Choisissez un niveau d'énergie adapté (Reportez-vous aux pages 13-14 - Commencer à partir d'un niveau bas)



5 Commencez le traitement sur la zone que vous souhaitez traiter.

Répétez cette étape 2 à 3 fois. Ne tirez pas au même endroit à plusieurs reprises.




PRO-TIP: pour traiter de plus grandes surfaces, vous pouvez utiliser le mode automatique. Pour activer ce mode, reportez-vous à la page 14.

6 Appliquer la crème anti-cheveux après le traitement (facultatif).

7 Mettez l'appareil hors tension et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.

8 Remettez l'appareil et ses accessoires dans leur boîte et rangez-le dans un endroit frais, sec et sûr. Tenir à l'écart des enfants et des liquides.



3. Recommandations de traitement

7 à 9 traitements


Dans les 3 premiers traitements, effectuez un traitement chaque semaine.

Dans les 4-9 traitements suivants, effectuez un traitement toutes les 2-3 semaines.

Pendant la période d'entretien, effectuez un traitement tous les 2 mois sur les zones à poils visibles.

FAUSTINA IPL - Lampe de rajeunissement de la peau

(Installer la lampe SR)




1. But de la lampe

Pour les peaux rugueuses et vieillissantes, les peaux sombres, les pores dilatés, les rides, le manque d'élasticité, d'éclat et les capillaires faciaux

2. Procédure d'opération

- 1 Nettoyez la zone que vous allez traiter et le filtre de la lampe avec un coton-tige.**
- 2 Portez des lunettes de protection UV pour éviter d'être ébloui.**
- 3 Choisissez un niveau d'énergie adapté (Reportez-vous aux pages 13-14 à partir d'un niveau bas)**
- 4 Placez la fenêtre de traitement fermement contre votre peau et traitez différentes zones au fur et à mesure. Ne tirez pas au même endroit à plusieurs reprises.**
- 5 Démarrez le traitement. Répétez l'étape 4 2-3 fois.**



6 Appliquez une crème hydratante après le traitement (facultatif / recommandé)



7 Mettez l'appareil hors tension et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.



8 Remettez l'appareil et ses accessoires dans leur boîte et rangez-le dans un endroit frais, sec et sûr. Tenir à l'écart des enfants et des liquides.

3. Recommandations de traitement

8 soins - Un traitement par semaine

FAUSTINA IPL - Lampe de dégagement d'acné

(Installez la lampe AC)



1. But de la lampe

Pour les peaux grasses avec papules, impétigo, tubercules et acné inflammatoire kystique.

2. Procédure d'opération


1 Nettoyez la zone que vous allez traiter et le filtre de la lampe avec un coton-tige.

2 S'il y a une acné inflammatoire avant le traitement, nettoyez les zones touchées avec des produits appropriés.

3 Portez des lunettes de protection UV pour éviter d'être ébloui.


4 Choisissez un niveau d'énergie adapté (Reportez-vous aux pages 13-14 à partir d'un niveau bas)

5 Placez la fenêtre de traitement fermement contre votre peau. Assurez-vous que chaque intervalle de prise de vue est d'au moins 20 secondes.



6 Éteignez l'appareil une fois terminé. Gardez la peau propre et appliquez une crème hydratante après le traitement.

7 Utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.



8 Remettez l'appareil et ses accessoires dans leur boîte et rangez-le dans un endroit frais, sec et sûr. Tenir à l'écart des enfants et des liquides.



3. Recommandations de traitement

10 traitements - Un traitement tous les trois jours.

FAQs

Foire aux questions avant d'utiliser le FAUSTINA IPL

Je n'ai jamais utilisé de traitements d'épilation IPL. Est-ce vraiment sûr?

Points clés pour la sécurité de nos IPL:

1- Le rasage préalable empêchera votre peau de se brûler ou de s'irriter pendant le processus. La lumière de votre appareil pourra ainsi cibler la mélanine de vos cheveux beaucoup plus facilement, car elle agit de la même manière qu'un conducteur.

2- Pour le traitement du visage, vous devrez vous assurer que votre visage est propre et exempt d'eau, de crèmes et d'huiles avant d'utiliser l'IPL.


3- Utilisez-le sur le bon type de peau / cheveux, choisissez un niveau d'énergie adapté en fonction de votre tolérance cutanée, et augmentez progressivement le niveau d'énergie de un à cinq. S'il n'y a aucune douleur ou réaction intolérable d'aucune sorte, vous pouvez vous sentir libre d'augmenter progressivement l'énergie.

4- N'utilisez pas l'appareil exactement sur la même partie de votre peau en clignotant plusieurs fois. Cela pourrait causer trop de chaleur et provoquer un gonflement de la peau.

5- Les appareils IPL à domicile sont destinés à être utilisés sur une peau saine et normale. n'utilisez pas l'épilation IPL sur les grains de beauté. ne pas utiliser d'épilation IPL Si vous êtes diabétique ou si vous suivez une chimiothérapie ou si vous avez consommé des médicaments photo-sensibles ou si vous êtes épileptique. Il est important d'informer au préalable votre médecin généraliste ou un spécialiste si vous prenez certains médicaments avant d'utiliser l'IPL.

Donc IPL assez sûr, non?

Oui, notre système domestique IPL est parfaitement sûr tant que vous l'utilisez de la manière prescrite et sur le bon type de peau et de cheveux.



Qui peut utiliser IPL - est-ce uniquement pour les femmes?

C'est pour tous ceux qui ont des poils indésirables. Pour les femmes et les hommes qui veulent paraître plus jeunes avec une peau d'apparence plus saine. Pour tous ceux qui veulent éliminer les rougeurs, les taches de vieillesse, les rougeurs chroniques ou les rides. IPL peut travailler pour vous!



Les résultats de l'épilation FAUSTINA 3IN1 IPL sont-ils permanents? Cela signifie-t-il que mes cheveux ne repousseront plus jamais?

Lorsque les poils repousseront, ils seront plus légers, plus fins et moins nombreux. Après quatre à six traitements, vous pouvez vous attendre à une nette réduction des cheveux. Toute repousse peut être gérée avec des traitements de retouche tous les 6 à 12 mois.

Puis-je utiliser IPL pendant la grossesse?

Le traitement ne peut être effectué pendant la grossesse et l'allaitement. Cela est dû aux changements hormonaux et de pigmentation provoqués par votre grossesse. Il est recommandé de suivre un traitement après la lactation et après avoir terminé 2 cycles de menstruation.



Puis-je utiliser un appareil IPL pendant la menstruation?

Pendant la menstruation, le traitement de la zone pubienne ne peut pas être effectué.

Puis-je utiliser IPL si j'ai une certaine condition?

Vous ne pouvez pas utiliser IPL si vous avez consommé, appliqué ou utilisé les éléments suivants:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamine B ou AHA au cours des 6 derniers mois
- Vous avez la peau brûlée par le soleil, le vent, sèche, gercée, irritée ou éraflée ou des plaies ouvertes sur la zone de traitement
- Vous avez des plaies, des verrues, des ulcères, des grains de beauté, des taches de naissance ou tout tatouage dans la zone de traitement

Vous avez subi un traitement radiologique (par exemple: bronzage UV), une électrolyse ou un bain de soleil excessif au cours des 6 derniers mois

- Eu un bain de soleil excessif au cours de la semaine dernière
 - A subi une intervention chirurgicale au cours des derniers mois
- êtes enceinte ou allaitez

Remarque: évitez de nager dans de l'eau fortement chlorée juste avant une séance de traitement IPL. Évitez les exfoliations, la microdermabrasion ou les peelings pendant 1 semaine avant les séances de traitement.

Dans quels cas m'est-il conseillé de ne pas subir de traitements IPL?

Si vous souffrez de diabète - Les personnes atteintes de diabète doivent comprendre que leur état compromet leur système immunitaire. Par conséquent, le processus de guérison des effets indésirables possibles prendra plus de temps que d'habitude. Les risques d'infection sont également des plus préoccupants.

Si vous suivez une chimiothérapie - Les patients qui subissent actuellement une chimiothérapie possèdent également un système immunitaire affaibli, ce qui les rend pas idéaux pour les traitements IPL.

Si vous avez consommé des médicaments photo-sensibles

- Il existe une poignée de médicaments photo-sensibles qui peuvent potentiellement intensifier la sensibilité ou la réponse aux traitements IPL.

Si vous êtes épileptique - La lumière du traitement peut déclencher une crise.

Il est important d'informer au préalable votre médecin généraliste ou un spécialiste si vous prenez certains médicaments avant d'utiliser l'IPL.



Quel est l'âge minimum recommandé?

Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour le traitement IPL. Cependant, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser d'appareils IPL ni suivre de traitements. C'est parce que les équilibres hormonaux dans le corps sont instables et que la croissance des nouveaux cheveux est rapide.

+18

J'utilise des appareils IPL pour l'épilation de la zone du bikini?

Il est sûr et doux d'utiliser l'IPL autour de votre bikini pour éliminer les poils indésirables. Que vous préfériez un look brésilien (juste une bande de cheveux) ou un look hollywoodien complet; peut-être juste ranger les bords. Avec IPL, vous pouvez profiter en permanence d'une peau lisse et oublier les traitements coûteux en salon.



La lumière clignotante me fera-t-elle mal aux yeux?

Le système de sécurité de nos produits a été développé dans l'appareil, rendant la lumière clignotante inoffensive pour vos yeux. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. N'utilisez jamais IPL dans la zone autour de vos yeux ou pour traiter vos sourcils. C'est la seule chose dont vous devez vous souvenir.



Comment préparer la peau avant le traitement IPL?

Vous devez prétraiter votre peau en enlevant les poils de la surface de votre peau le jour même du traitement ou la veille.

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne faire aucune forme de traitements d'épilation, d'épilation, de blanchiment et d'électrolyse. Le rasage est votre nouvelle méthode d'épilation préférée avant et entre les traitements; tout le reste arrache les poils du follicule et entrave le processus IPL, ce que vous ne voulez pas. Si les poils repoussent entre les traitements, raccourcissez simplement l'intervalle de traitement, mais ne traitez pas plus d'une fois toutes les 2 semaines, car cela ne fera qu'augmenter le risque d'irritation cutanée.

Quelle est la différence entre le mode Stamp et le mode Glide?

L'appareil dispose de deux modes d'application: le mode Tampon et le mode Glide. Le mode Tampon est destiné aux petites zones osseuses plus difficiles à traiter (par exemple les genoux, les aisselles). Placez l'appareil sur la peau, appuyez simplement sur et flashez, puis déplacez votre main vers la zone proche suivante qui doit être traitée.

Le mode Glide consiste à traiter de plus grandes zones (par exemple les jambes). Placez l'appareil contre votre peau, tout en maintenant le bouton du flash enfoncé tout au long de l'application - faites simplement glisser l'appareil et il clignotera au fur et à mesure. Cela rend le traitement de grandes surfaces plus facile et plus rapide.


L'IPL convient-il à tous les types de peau et de cheveux?

L'IPL ne convient généralement pas aux peaux plus foncées, car il y a beaucoup plus de mélanine dans la peau que la lumière ciblera et chauffera. Cela provoque de la douleur et peut endommager votre peau. Cet appareil dispose d'un testeur de toucher et de teint intégré et d'une force de flash réglable, adaptable à votre type de peau. Plus la couleur de vos cheveux est foncée, mieux c'est, car les cheveux foncés contiennent beaucoup de pigment de mélanine sombre. C'est ce que la lumière cible et chauffe pour endommager le follicule et arrêter la croissance des cheveux. Étant donné que les cheveux blonds, gris et blancs ne contiennent pas ou assez de mélanine, les traitements IPL ne fonctionneront jamais sur ces couleurs de cheveux. Les cheveux roux contiennent un type différent de mélanine qui ne répond pas à l'IPL.



Dois-je enlever les poils du visage avant d'utiliser l'IPL?

Comme pour le corps, il est important lors de l'utilisation de l'IPL que l'énergie lumineuse soit canalisée dans les follicules pileux de votre corps de la manière la plus efficace. Cela peut être fait en se rasant.



FAUSTINA 3IN1 peut-il être utilisé si vous avez des plaques métalliques?

FAUSTINA 3IN1 IPL atteint le derme profond et la couche adipeuse sous-cutanée superficielle. Il ne pénétrera pas assez profondément pour affecter ou causer de la douleur ou des problèmes avec tout métal de votre corps (par exemple, les vis métalliques sont généralement plus profondes que cela, au niveau des structures osseuses sous le muscle ..) Il est sûr d'utiliser FAUSTINA 3IN1 donc dans vos jambes, des bras, voire des plaques de métal dans la poitrine ...

FAUSTINA 3IN1 fonctionnera-t-il sur les cheveux clairs et les peaux claires?

Oui, vous pouvez l'utiliser pour les peaux claires, mais malheureusement, l'IPL ne fonctionne pas pour toutes les couleurs de cheveux et tous les tons de peau. Il est important de noter que si vous avez les cheveux roux / roux, gris / blanc ou blond blanc, l'IPL ne fonctionnera pas pour vous. L'épilation IPL fonctionne en ciblant la mélanine à l'intérieur de la racine de vos cheveux, ce qui manque à ces 3 couleurs de cheveux, ce qui rend la technologie inutile.

Mais ne désespérez pas!

Vous pouvez toujours utiliser FAUSTINA 3IN1 à d'autres fins, telles que le rajeunissement de la peau, la peau rugueuse et vieillissante, la peau sombre, les gros pores, les rides, le manque d'élasticité, l'éclat, les capillaires cassés et la réduction de l'acné! FAUSTINA 3IN1 s'est avéré très efficace dans ces domaines.

À quels résultats puis-je m'attendre?

Si vos traitements sont cohérents, vous obtiendrez une peau durable, lisse et sans poils. Gardez simplement à l'esprit qu'il faudra plusieurs traitements pour que vous puissiez commencer à voir des résultats - cela prend du temps. C'est parce que nos follicules pileux sont sur leurs propres cycles de croissance individuels. Mais nous vous promettons que vous verrez les résultats remarquables qui vous feront sourire.



FAUSTINA 3IN1 est-il sûr à utiliser pour rajeunir la peau des peaux moyennement foncées?

La meilleure façon est de choisir une petite zone proche de la zone que vous souhaitez traiter, dans le but de réaliser un test de sensibilité cutanée.

Utilisez le niveau FAUSTINA 3IN1 le plus bas (1). Suivez les instructions de traitement ci-dessous, mais assurez-vous de n'émettre que 2-3 coups. Après le test cutané, attendez environ 60 minutes et vérifiez votre peau pour toute réaction.

Si après 60 minutes, la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou d'autre réaction cutanée, vous êtes prêt à effectuer un traitement complet et à augmenter progressivement le niveau d'énergie de (1) à (2).

S'il n'y a aucune douleur ou réaction intolérable d'aucune sorte, vous pouvez vous sentir libre d'augmenter progressivement l'énergie.

Combien de joules fait FAUSTINA 3IN1 et peut-il se débarrasser des capillaires cassés?


A potência: 3,5 - 5,1 j / cm² ou 19,89 joules na lâmpada. Isto La puissance: 3,5 - 5,1 j / cm² ou 19,89 joules pour la fenêtre de la lampe. cela fait de FAUSTINA 3IN1 le top des IPL similaires du marché.

Oui, vous pouvez utiliser la lampe SR attachée avec FAUSTINA 3IN1 à cet effet ...

Comment ça marche? L'énergie lumineuse est appliquée sur la peau où elle est facilement absorbée par les vaisseaux sanguins, les chauffant à un point où ils sont détruits. Après le traitement, les vaisseaux s'éclaircissent rapidement lorsqu'ils sont réabsorbés par le corps, laissant peu ou pas de trace de la lésion d'origine.

Certains petits capillaires et veines disparaissent soudainement. Cependant, 1 à 7 traitements sont nécessaires, un traitement par semaine. Certains capillaires et veines sont plus visibles après le traitement ce qui indique qu'ils sont détruits et disparaîtront en quelques semaines.

Il existe 5 niveaux d'énergie pour s'adapter à une large gamme de soins différents (peau rugueuse et vieillissante, peau foncée, gros pores, rides, manque d'élasticité et éclat). Vous pouvez augmenter progressivement le niveau d'énergie de un à cinq s'il n'y a aucune douleur ou réaction intolérable d'aucune sorte.



J'ai un teint moyen à foncé. Puis-je utiliser FAUSTINA 3IN1 en toute sécurité?

Malheureusement, cela peut ne pas fonctionner pour les personnes à la peau brun très foncé à noire. Mais, pour les personnes à la peau claire à brune-foncée, c'est sûr et efficace.

FAUSTINA 3IN1 peut-il également être utilisé sur le visage?


FAUSTINA 3IN1 est sans danger pour le visage. Il fonctionne efficacement sur la lèvre supérieure

Il ne doit pas être utilisé près des yeux. pour les hommes, nous déconseillons l'utilisation sur les barbes. L'utilisation sur les barbes masculines peut conduire à des résultats inégaux.

Avec FAUSTINA 3IN1, vous pouvez utiliser des lampes de rajeunissement de la peau et de suppression de l'acné pour inverser les dommages du soleil, traiter les lésions vasculaires, réduire les rides, améliorer le contour du visage, resserrer les pores, stimuler la production de collagène et d'élastine, raffermir la peau, réduire l'apparence des taches solaires, des taches de rousseur, réduire la sévérité de l'acné, de la peau enflammée et de l'excrétion de sébum.

L'IPL peut-il resserrer la peau de mon cou?

Les résultats IPL pour resserrer la peau du cou sont souvent subtils et nécessitent plusieurs séances de traitement.



Quelle est la différence ou la longueur d'onde de l'épilation par rapport au rajeunissement de la peau et à la clairance de l'acné lampe FAUSTINA 3IN1?

La longueur d'onde des lampes FAUSTINA 3 en 1 est la suivante:

Épilation: 530 ~ 1100nm,

rajeunissement de la peau: 560 ~ 1100nm,

traitement de l'acné: 400 ~ 700 nm.

Puissance: 3,5 - 5,1 j / cm²

Outre les longueurs d'onde, le flux d'énergie j / cm², il existe de nombreux facteurs pour cibler plus sélectivement les éléments cellulaires ou structurels souhaités, y compris les séquences d'impulsions, la durée des impulsions, le temps de retard des impulsions, la filtration qui est utilisée pour chaque traitement.

Si vous utilisez la lumière de traitement de la peau sur le visage, près de la racine des cheveux, enlèvera-t-elle également les poils?

Nous ne recommandons pas d'utiliser le mode de rajeunissement de la peau sur ou près de la racine des cheveux, cela entraînera l'épilation de la zone que vous avez prise.

Le mode SR supprime-t-il les taches brunes?

Le mode SR pour FAUSTINA 3IN1 IPL aide à traiter les taches brunes en chauffant sélectivement le pigment. Ensuite, la zone endommagée chauffée sera soulevée à la surface de la peau où elle est éliminée par le processus d'exfoliation naturel de la peau. Les taches brunes deviendront d'abord plus foncées au cours des prochaines 24 heures, puis disparaîtront lentement au cours des prochaines semaines.



Pendant combien de temps devriez-vous arrêter d'utiliser les traitements topiques de la peau (c'est-à-dire la rétine A, la vitamine B ou l'AHA) avant d'utiliser le laser pour le rajeunissement de la peau?

Notre FAUSTINA IPL est totalement sûr s'il est utilisé conformément à notre manuel. Cependant, ne prenez pas les médicaments suivants si vous envisagez de suivre un traitement IPL, car des effets indésirables peuvent survenir: Acutane, Roaccutane, Retin A, Vitamine B ou AHA au cours des 6 derniers mois.

Dois-je utiliser un gel conducteur?

Pas besoin de gel conducteur. Vous devrez vous assurer que votre peau est propre et exempte d'eau, de crèmes et d'huiles avant d'utiliser FAUSTINA IPL. Après chaque traitement, appliquez une crème apaisante pour laisser refroidir la peau et éviter toute irritation cutanée.



FAQs

Questions fréquemment posées après IPL

À quoi dois-je m'attendre après mon traitement IPL et quels sont les soins post-traitement?

Votre peau peut être légèrement rose ou rouge juste après votre traitement et vous pouvez ressentir un léger gonflement qui devrait disparaître en quelques jours.

Pour les prochaines 24 heures, nous vous conseillons:

- Pas de bains chauds
- Pas de baignade ni de bronzage
- Pas de vêtements serrés
- Aucune application de produits parfumés notamment déodorant, anti-transpirant, autobronzant ou maquillage sur la zone traitée
- Pas de frottement ou de frottement de la zone traitée (cela peut provoquer une infection bactérienne)

Évitez les sports difficiles pendant 24 à 48 heures.
Hydratez votre corps en buvant beaucoup d'eau.

Qu'en est-il des réactions cutanées?

Ceux-ci sont souvent temporaires et disparaissent dans les 24 heures suivant le traitement. Vous pouvez appliquer un produit de soin après le traitement pour apaiser votre peau.



Puis-je utiliser des crèmes ou des onguents sur ma peau?

Pour le traitement du visage, vous devrez vous assurer que votre visage est propre et exempt d'eau, de crèmes et d'huiles avant d'utiliser l'IPL. Après chaque traitement, appliquez une crème apaisante pour laisser refroidir la peau et éviter toute irritation cutanée.



Puis-je procéder à d'autres traitements, tels que l'épilation, l'épilation à la cire ou le tweet?

Non, vous devriez les éviter. Laissez les poils dans les follicules pendant au moins 3 jours après votre traitement. Cela aidera à réduire les risques d'infection opportuniste dans les follicules endommagés. Les cheveux tomberont naturellement au cours des jours et semaines suivants. Mais notez que la repousse des cheveux se produit à des rythmes différents dans différentes zones du corps.



Que dois-je garder à l'esprit après avoir utilisé IPL?

Nettoyez soigneusement votre appareil en suivant attentivement les instructions contenues dans votre manuel d'utilisation.

Pour le rajeunissement de la peau, c'est une fois par semaine pendant 8 semaines, et ensuite comment l'utiliser?


Il est probable qu'aucun autre traitement ne soit nécessaire pendant plusieurs années, surtout si vous évitez de vous faire bronzer et si vous prenez soin de votre peau en utilisant un écran solaire. Les résultats du traitement peuvent durer jusqu'à trois à cinq ans avec FAUSTINA 3IN1 IPL, avec la possibilité d'appliquer d'autres traitements si vous le souhaitez.

Puis-je traiter des zones avec la lampe de rajeunissement de la peau et traiter les mêmes zones pour la lampe d'épilation le même jour - un traitement après l'autre?

Nous ne recommandons pas de traiter la même zone avec une lampe de rajeunissement de la peau et une lampe d'épilation le même jour. Vous devriez laisser deux ou trois jours entre les deux traitements.

Puis-je me raser entre les traitements?

Oui, certains cheveux pousseront entre les traitements et il est parfaitement normal de se raser. Cependant, pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne faire aucune forme de traitements d'épilation, d'épilation, de blanchiment et d'électrolyse. Le rasage est votre nouvelle méthode d'épilation préférée entre les traitements; tout le reste arrache les poils du follicule et entrave le processus IPL, ce que vous ne voulez pas. Si les poils repoussent entre les traitements, raccourcissez simplement l'intervalle de traitement, mais ne traitez pas plus d'une fois toutes les 2 semaines, car cela ne fera qu'augmenter le risque d'irritation cutanée.




Quand peut-on voir les résultats de l'épilation IPL?

Tout dépend de la zone que vous traitez, de la croissance hormonale, du mode de vie et des médicaments. Les traitements pour les jambes fonctionnent très bien et vous constaterez une réduction beaucoup plus rapide en six à neuf traitements - Dans un an à un an et demi, vous constaterez une très bonne réduction dans d'autres domaines. Les visages prennent beaucoup plus de temps à traiter. La raison en est le fait que le visage humain est très hormonal - dans un centimètre carré, il y a près de cinq cents follicules pileux. Certains d'entre eux sont inactifs. Un nouveau follicule pileux deviendra actif et vous commencerez à voir cette croissance des cheveux revenir.

Répétez le traitement toutes les 4 à 6 semaines, cela gardera la racine de vos cheveux inactive et empêchera les cheveux de repousser. Lorsque vous continuez à utiliser IPL, vous verrez des résultats permanents à partir du troisième mois de traitement. Cela ne signifie PAS que vous serez sans poils après trois mois - Seulement que vous commencerez à remarquer qu'une grande partie de vos poils ne repoussera pas. Vous pouvez vous raser entre les séances IPL, éviter de vous épiler et de vous épiler juste après vos traitements. Le rasage est votre nouvelle méthode d'épilation préférée - Tout le reste tirera les poils de leurs follicules et entravera le processus IPL, ce que vous ne voulez pas.

Si les poils repoussent entre les traitements, raccourcissez simplement l'intervalle de traitement, mais ne traitez pas plus d'une fois toutes les 2 semaines, car cela ne fera qu'augmenter le risque d'irritation cutanée.



Comment FAUSTINA IPL stimule-t-il la production de collagène?

FAUSTINA 3-IN-1 avec lampe de rajeunissement de la peau IPL utilise une gamme sélective de longueurs d'onde. La lumière pulsée traverse l'épiderme et pénètre plus profondément dans la peau, où l'énergie lumineuse endommage le pigment. Cela fait que les défenses naturelles de la peau viennent à la rescousse. Le corps travaille instinctivement pour éliminer la mélanine endommagée et stimule les fibroblastes pour produire du nouveau collagène et resserrer les fibres d'élastine, aidant la peau à devenir plus ferme, plus épaisse et plus jeune.



Garantie

Au cas où quelque chose arriverait ...

Période de garantie

.Unité principale: La garantie de l'unité principale est d'un an à compter de la date d'achat.

.Lampe (s): Les défauts de lampe avec plus de 30% de tirs restants causés par des raisons non artificielles seront maintenus par le fabricant.

Portée de la garantie

Si le système est dans sa période de garantie, le fabricant remplacera votre produit par un neuf après vérification pour des raisons non artificielles. Les autres défauts résultant d'une utilisation anormale et de manœuvres forcées ne sont pas couverts.

Limites de garantie

Lors de la demande de maintenance gratuite pour le produit qui est dans sa période de garantie, les clients doivent présenter une preuve d'achat valide (telle qu'une facture, une carte de garantie, tout type de reçu ou relevé bancaire, etc.)

La maintenance gratuite n'est pas fournie pour les produits qui ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une altération.

Nous ne couvrirons aucun des éléments suivants

.Défauts et dommages généraux causés par des incendies, tremblements de terre, comportement de tiers, faute ou mauvaise utilisation par les utilisateurs
Utilisation dans toutes autres conditions anormales et événements imprévisibles.

Tout dommage prolongé causé par l'utilisation de vos produits (tels que les écarts commerciaux, la perte d'avantages, l'interruption des activités, y compris la perte de résultats suite à une mauvaise utilisation du système, et le coût résultant du remplacement de l'équipement, de l'appareil ou du service, ou réclamation requise par les utilisateurs).

Les dommages ont été causés par un utilisateur inapproprié qui est en dehors du contenu des instructions répertoriées dans ce manuel.

Ceci comprend:

Des situations incontrôlables ont nécessité le service de pièces pour résoudre les problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires, de raccords ou de substituts qui ne sont pas vendus par le fabricant ou notre entreprise, et les services requis pour résoudre les problèmes résultant d'un démontage et d'un réassemblage inacceptables ou illégaux. l'instrument sans instructions appropriées.

.Défauts ou dommages résultant d'un environnement non adapté au produit.

Stockage incorrect par les utilisateurs (comme les dommages causés par les bestioles et l'infiltration de liquide).

Serviço de informação

Merci d'avoir acheté avec nous

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit! Afin de vous fournir un service de la plus haute qualité, veuillez vous référer aux coordonnées ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des problèmes avec votre appareil de beauté FAUSTINA® multifonction IPL nouvellement acheté.

Email: support@labotest.co.uk

website: www.labotest.co.uk

Carte de garantie

Remplissez les détails pour faire une réclamation

Nom et prénom:

Nom du produit:

Modèle:

Date d'achat:

Vérifier la norme:

GB4706.1-2005

Veillez joindre une preuve d'achat

Ce produit est conforme aux exigences de qualité standard après les tests et est approuvé pour la libération

**Make the world a little more
beautiful with IPL technology.**

LAB  TEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,
Crown House Business Centre
North Circular Road,
London, NW10 7PN,
United Kingdom

www.labotest.co.uk